COMPONENTES

Desde 2006

CATALOGO RP

2026



COMPONENTES

Desde 2006

Missão, visão e valores

Desenvolver e entregar soluções de qualidade para a implantodontia e o fluxo digital, contribuindo para o sucesso de nossos clientes e parceiros.

Ser referência em soluções para implantodontia e odontologia digital, reconhecida pela qualidade, inovação, confiança e capacidade de evoluir junto com nossos clientes.

Ética e transparência
Respeito às pessoas
Qualidade sem concessões
Inovação e melhoria contínua
Compromisso com o cliente
Trabalho, disciplina e determinação

Quem somos

Há mais de **20 anos**, a **RP Componentes** é referência em componentes para próteses sobre implantes. Cada componente é desenvolvido com características de acoplamento precisas, garantindo uma conexão segura e estável com os mais diversos sistemas de implantes do mercado.
Para assegurar nossa eficácia e qualidade, todos os nossos componentes passam por rigorosos testes práticos, mecânicos e biológicos comprovando a resistência e a estabilidade necessárias para desempenhar com excelência a função a que se destinam.
E o mais importante, todos os produtos fabricados pela **RP Componentes** são registrados e liberados pela **ANVISA**, oferecendo total confiança para profissionais e pacientes.

CERTIFICAÇÃO BPF
BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E CONTROLE DE PRODUTOS PARA SAÚDE

Agência Nacional de Vigilância Sanitária

CATÁLOGO COMPONENTES

ÍNDICE

Sistema Cone Morse

MARCA	ÂNG.	MODELO	PÁG.
Neodent®	16°	GM 3.5/3.75/4.0/4.3/5.0/6.0	13
Conexão®	16°	Flash Gold GMF	13
IntraOss®	16°	Grand Oss	13
Plenum®	16°	Morsefit MF	13
Singular®	16°	GMC	13
Neodent®	11.5°	Neodent CM 3.5/4.3/5.0	25
BioConect®	11.5°	BioCM 3.5/4.3/5.0	25
Conexão®	11.5°	CM Flash Fit/Torq Fit e Flex Gold Fit	25
DentFix®	11.5°	CM 3.5/3.75/4.3/5.0	25
DentoFlex®	11.5°	CM 3.5/3.75/4.0/4.25/5.0	25
DSP®	11.5°	CM 3.5/3.75/3.8/4.0/4.3/4.5/5.0	25
INP®	11.5°	CM 3.3/3.8/4.3/5.0	25
IntraOss®	11.5°	CM 3.5/3.75/4.0/4.3	25
Kopp®	11.5°	Morse Screw	25
Plenum®	11.5°	Unifit UF	25
Pross®	11.5°	CM 3.5/3.75/4.0/4.3/5.0	25
Signo Vinces®	11.5°	Ancor	25
SIN®	11.5°	CM 3.5/4.3/5.0	25
Singular®	11.5°	CM 3.5/3.75/4.0/4.3/5.0	25
Systhex®	11.5°	CM 3.5/4.3/5.0 Avantt	25
Implacil de Bortoli®	11.5°	CM 3.5/4.3/5.0	38
SIN® SW	16°	CM 3.8/4.5/5.5	49
Straumann® NC	30°	NC 3.3	57
Derig®	30°	CMI 3.3	57

CATÁLOGO COMPONENTES

ÍNDICE

Sistema Cone Morse

MARCA	ÂNG.	MODELO	PÁG.
Straumann® RC	30°	RC 4.1	67
Straumann® RB/WB	14°	RB/WB 3.5 A 6.5	77
Straumann® RN	14°	RN 4.8	86
Nobel Biocare® CC	24°	CM 3.0 CC	96
Nobel Biocare® NP	24°	CM 3.5 NP	99
Conexão®	24°	CM 3.5/3.75/4.0	99
Derig®	24°	CMH 3.3/3.5/3.75/4.3	99
Nobel Biocare® RP	24°	CM 4.3/5.0 RP	107
Titaniumfix®	22°	CM 3.5/4.0	115
Signo Vinces®	22°	CM 3.3/3.8/4.5/4.6	115
Astra Tech®	22°	CM 3.5/4.0	115
Medens®	10°	CM 3.5/4.0/5.0	122
Bio®	10°	CM 3.5/4.0/5.0	122
Systhex® Attract	10°	CM 3.5/4.0/5.0	122
Osstem®	22°	CM 3.5/4.0	130
Mis® C1	12°	CM 3.75/4.2	136







CATÁLOGO COMPONENTES

ÍNDICE

Conexão Externa

MARCA	MODELO	PÁG.
Neodent®	Plataforma estreita NP	145
BioConect®	Plataforma estreita NP	145
Bionnovation®	Plataforma estreita NP	145
Conexão®	Plataforma estreita NP	145
DentFix®	Plataforma estreita NP	145
DSP®	Plataforma estreita NP	145
Implus®	Plataforma estreita NP	145
INP®	Plataforma estreita NP	145
Pross®	Plataforma estreita NP	145
Restore®	Plataforma estreita NP	145
Singular®	Plataforma estreita NP	145
Systhex®	Plataforma estreita NP	145
Implacil de Bortoli®	Plataforma estreita NP	154
Signo Vinces®	Plataforma estreita NP	154
3i®	Plataforma estreita NP	161
SIN®	Plataforma estreita NP	161
IIntraOss®	Plataforma estreita NP	161
SIN®	Plataforma regular slim	163
All Prime®	Plataforma regular slim	163
Dentoflex®	Plataforma regular slim	163
Implalife®	Plataforma regular slim	163
Medens®	Plataforma regular slim	163
Titanium Fix®	Plataforma regular slim	163
Neodent®	Plataforma regular	170
3i®	Plataforma regular	170

CATÁLOGO COMPONENTES

ÍNDICE

Conexão Externa


MARCA	MODELO	PÁG.
All Prime®	Plataforma regular	170
BioConect®	Plataforma regular	170
Bionnovation®	Plataforma regular	170
DentFix®	Plataforma regular	170
Dentoflex®	Plataforma regular	170
Derig®	Plataforma regular	170
DSP®	Plataforma regular	170
FGM® - VEZZA	Plataforma regular	170
Implacil de Bortoli®	Plataforma regular	170
Implalife®	Plataforma regular	170
Implus®	Plataforma regular	170
INP®	Plataforma regular	170
IntraOss®	Plataforma regular	170
Kopp®	Plataforma regular	170
Medens®	Plataforma regular	170
Nobel®	Plataforma regular	170
Pi Branemark®	Plataforma regular	170
Pross®	Plataforma regular	170
Signo Vinces®	Plataforma regular	170
SIN®	Plataforma regular	170
Singular®	Plataforma regular	170
Systhex®	Plataforma regular	170
Titanium Fix®	Plataforma regular	170

CATÁLOGO COMPONENTES

ÍNDICE

Conexão Externa

MARCA	MODELO	PÁG.
Neodent®	Plataforma larga WP	179
Systhex®	Plataforma larga WP	179
Signo Vinces®	Plataforma larga WP	179
INP®	Plataforma larga WP	179
Bio Implantes®	Plataforma larga WP	179




CATÁLOGO COMPONENTES

ÍNDICE

Conexão Interna

MARCA	MODELO	PÁG.
Conexão®	Sistema HI 3.75/4.0/4.3/5.0	182
IntraOss®	Sistema HI 3.8/4.5/5.5	182
SIN®	Sistema HI 3.8/4.5/5.0	182
Systhex®	Sistema HI 3.75/4.0/4.3/5.0	182
Dentoflex®	Sistema HI 3.5 A 5.0	189
Implacil de Bortoli®	HI 3.3/3.5 e HI Maestro 3.5/4.0/5.0	196
Implacil de Bortoli®	Sistema HI 3.75/4.0/4.3/4.75/5.0	196
INP® Conus	Sistema HI 3.5/4.0	196
MIS®	Sistema HI 3.3	205
MIS® Seven	Sistema HI 3.7/4.2	212
DSP®	Sistema HI 3.7/4.2	212
Titanium Fix®	Sistema HI 3.75/4.0	220




CATÁLOGO COMPONENTES

ÍNDICE

Demais itens

MODELO	PÁG.
Overdenture	227
Uclafix	229
Chave digital	230
Chave torquímetro	231
Instrumentais	232
Kits Chaves Multimarcas	234
Kit Protético Plus	235
Kit de Identificação CM	236
Protocol Scan Kit	237
Kit RP para Conversão	239



CATÁLOGO RP COMPONENTES

Referência de Produtos

As referências de produtos de uma empresa são essenciais para ajudar os consumidores a entender e se conectar com os produtos oferecidos.

A **RP Componentes** possui em sua linha referências que seguem uma lógica para facilitar e agilizar o entendimento, abaixo você confere um exemplo de código completo e sua composição

P 6 0 0 1 0 5 C

P + **600** + **105** + **C**

- **P** — Com Parafuso
- **600** — Ucla Plástica
- **105** — HE 4.1 BR
- **C** — Com Travamento

Os três primeiros dígitos se referem ao tipo de produto e em alguns casos a adição da letra **"P"** no início sinaliza que aquele item acompanha parafuso.

PARAFUSO

P	Acompanha parafuso

TIPO DE PRODUTO

100	Análogo
200	Transfer
300	Cicatrizador
400	Pilar Provisório
500	Pilar Definitivo
600	Ucla Plástica
700	Ucla Base Crco
800	Mini Pilar
900	Pilar O´Ring



CATÁLOGO COMPONENTES

Após o tipo de produto, os três dígitos seguintes sinalizam o sistema de implante.

FAMÍLIA DE PRODUTO

712	Cone Morse 16° SIN
720	Cone Morse 16° GM
703	Cone Morse 11.5° NEO
714	Cone Morse 11.5° IMPLACIL
701	Cone Morse 22° TITANIUM FIX
702	Cone Morse 22° OSSTEM
319	Cone Morse 3.0 NOBEL
705	Cone Morse 24° CONEXÃO / NOBEL NP
321	Cone Morse 4.3 NOBEL RP
750	Cone Morse STR NC
755	Cone Morse STR RC
730	Cone Morse STR RN
790	Cone Morse STR BLX
801	Cone Morse 12° MIS
716	Cone Morse 10° MEDENS / BIO
208	HI IMPLACIL 3.3/3.5
208	HI IMPLACIL MAESTRO
209	HI IMPLACIL 3.75 a 5.0
204	HI DENTOFLEX
316	HI SIN / CONEXÃO
799	HI MIS 3.3
800	HI MIS 3.7/4.2
113	HI TITANIUM FIX
102	HE NP NEO / CONEXÃO
103	HE NP IMPLACIL
108	HE REGULAR SLIM
105	HE REGULAR
110	HE WP NEO
005	MINI PILAR
007	PILAR GT
008	PILAR GM
010	MICRO PILAR

O último ou dois últimos dígitos em alguns casos, fazem referência à uma característica do componente. Para os pilares tem a indicação se o componentes é com ou sem travamento. No transfer temos a indicação de moldeira aberta ou fechada. Para cicatrizadores e mini pilares temos a indicação da altura da cinta.

COMPLEMENTOS DE REFERÊNCIA

◉ C — Com travamento anti-rotacional	A — Moldeira aberta	A — Cinta 1mm ou 0.8mm para alguns sistemas	D — Cinta 4mm ou 3.5mm para alguns sistemas
○ S — Sem travamento rotacional	B — Moldeira fechada	B — Cinta 2mm ou 1.5mm para alguns sistemas	E — Cinta 5mm ou 4.5mm para alguns sistemas
		C — Cinta 3mm ou 2.5mm para alguns sistemas	F — Cinta 6mm ou 5.5mm para alguns sistemas

Sistema Cone Morse

COMPONENTES

Desde 2006

Cód.
720

Cone Morse 16°

UTILIZAÇÃO

» Neodent® GM
» Conexão® Flash Gold GMF
» IntraOss® Grand Oss
» Plenum® Morsefit MF
» Singular® GMC



COMPONENTES **ANALÓGICOS**



CICATRIZADOR	CÓDIGO Ø3.3	CÓDIGO Ø4.5
H0.8mm	300720A	300721A
H1.5mm	300720B	300721B
H2.5mm	300720C	300721C
H3.5mm	300720D	300721D
H4.5mm	300720E	300721E
H5.5mm	300720F	300721F

PARAFUSADA DIRETA **NO IMPLANTE**



TRANSFER MOLDEIRA ABERTA	CÓDIGO
	200720A



TRANSFER MOLDEIRA FECHADA	CÓDIGO
	200720B



ANÁLOGO	CÓDIGO


Cód.
720 Cone Morse 16°

UTILIZAÇÃO

» Neodent® GM
» Conexão® Flash Gold GMF
» IntraOss® Grand Oss
» Plenum® Morsefit MF
» Singular® GMC



PROVISÓRIO




PILAR PROVISÓRIO	CÓDIGO	CÓDIGO
H 0.8mm	P400720CA	P400720SA
H 1.5mm	P400720CB	P400720SB
H 2.5mm	P400720CC	P400720SC
H 3.5mm	P400720CD	P400720SD

FUNDIÇÃO



UCLA BASE METÁLICA	CÓDIGO	CÓDIGO
H 0.8mm	P700720CA	P700720SA
H 1.5mm	P700720CB	P700720SB
H 2.5mm	P700720CC	P700720SC
H 3.5mm	P700720CD	P700720SD

UNITÁRIA **CIMENTADA**



PILAR DEFINITIVO	CÓDIGO
H 0.8mm	P500720A
H 1.5mm	P500720B
H 2.5mm	P500720C
H 3.5mm	P500720D
H 4.5mm	P500720E
H 5.5mm	P500720F



PARAFUSO (ANÁLOGO E DIGITAL)	CÓDIGO
	M16HCAC

LEGENDA GM Rotacional Antirrotacional

Cód.
720

Cone Morse 16°

UTILIZAÇÃO

» Neodent® GM
» Conexão® Flash Gold GMF
» IntraOss® Grand Oss
» Plenum® Morsefit MF
» Singular® GMC



COMPONENTES **DIGITAIS**




TRANSFER DIGITAL	CÓDIGO
	D200720




ANÁLOGO DIGITAL	CÓDIGO
	D100720

PROVISÓRIO E CERÂMICA



PILAR INTERFACE SEM PERFIL	CÓDIGO	CÓDIGO
H 0.8mm	P1720CSA ●	P1720SSA ○
H 1.5mm	P1720CSB ●	P1720SSB ○
H 2.5mm	P1720CSC ●	P1720SSC ○
H 3.5mm	P1720CSD ●	P1720SSD ○



PILAR INTERFACE COM PERFIL	CÓDIGO	CÓDIGO
H 0.8mm	P1720CLA ●	P1720SLA ○
H 1.5mm	P1720CLB ●	P1720SLB ○
H 2.5mm	P1720CLC ●	P1720SLC ○
H 3.5mm	P1720CLD ●	P1720SLD ○

LEGENDA ✪ GM ○ Rotacional ● Antirrotacional

Cód.
720 Cone Morse 16°

UTILIZAÇÃO

» Neodent® GM
» Conexão® Flash Gold GMF
» IntraOss® Grand Oss
» Plenum® Morsefit MF
» Singular® GMC



PRÓTESE **MÚLTIPLA**



MINI PILAR CÔNICO		CÓDIGO
H 0.8mm	Reto	800720A ○
H 1.5mm	Reto	800720B ○
H 2.5mm	Reto	800720C ○
H 3.5mm	Reto	800720D ○
H 4.5mm	Reto	800720E ○
H 5.5mm	Reto	800720F ○
H 1.5mm	17°	80720BG ●
H 2.5mm	17°	80720CG ●
H 3.5mm	17°	80720DG ●
H 1.5mm	30°	80720BH ●
H 2.5mm	30°	80720CH ●
H 3.5mm	30°	80720DH ●

COMPONENTES SOBRE O **MINI PILAR**



TAMPA DE PROTEÇÃO	CÓDIGO
	301005



TRANSFER MOLDEIRA ABERTA	CÓDIGO
	201005A



TRANSFER MOLDEIRA FECHADA	CÓDIGO
	201005B

LEGENDA ○ Rotacional ● Antirrotacional

Cód.
720 Cone Morse 16°

UTILIZAÇÃO

» Neodent® GM
» Conexão® Flash Gold GMF
» IntraOss® Grand Oss
» Plenum® Morsefit MF
» Singular® GMC





ANÁLOGO	CÓDIGO
	101005

PROVISÓRIO



PILAR PROVISÓRIO	CÓDIGO
	401005 ◯

FUNDIÇÃO



COPING PLÁSTICO	CÓDIGO
	P601005 ◯




UCLA BASE METÁLICA	CÓDIGO
	P701005 ◯

PROTOCOLO SOLDADO



PILAR PARA SOLDA	CÓDIGO
	401005E ◯



BARRA DE TITÂNIO (1M) Ø4MM	CÓDIGO
	T04000136

LEGENDA ⬡ Hexagonal ◯ Rotacional


Cód.
720

Cone Morse 16°


UTILIZAÇÃO

» Neodent® GM
» Conexão® Flash Gold GMF
» IntraOss® Grand Oss
» Plenum® Morsefit MF
» Singular® GMC





BARRA DE TITÂNIO (1M) Ø3.18MM	CÓDIGO
	T03180136



FIO DE TITÂNIO (1M) Ø0.80MM	CÓDIGO
	T00800136



PARAFUSO (ANÁLOGICO E DIGITAL)	CÓDIGO
	M14MU



PARAFUSO DINÂMICO	CÓDIGO
	M14DI

COMPONENTES **DIGITAIS**



TRANSFER DIGITAL	CÓDIGO
	D200005



ANÁLOGO DIGITAL	CÓDIGO
	D100005

LEGENDA Hexagonal Dinâmica

Cód.
720 Cone Morse 16°

UTILIZAÇÃO

» Neodent® GM
» Conexão® Flash Gold GMF
» IntraOss® Grand Oss
» Plenum® Morsefit MF
» Singular® GMC



PROVISÓRIO E CERÂMICA



PILAR INTERFACE	CÓDIGO
	1005A ○
	1005AL ○



PARAFUSO (ANÁLOGICO E DIGITAL)	CÓDIGO
	M14MU



PARAFUSO DINÂMICO	CÓDIGO
	M14DI

PRÓTESE **MÚLTIPLA**



MICRO PILAR CÔNICO		CÓDIGO
H 0.8mm	Reto	801011A ○
H 1.5mm	Reto	801011B ○
H 2.5mm	Reto	801011C ○
H 3.5mm	Reto	801011D ○
H 4.5mm	Reto	801011E ○
H 5.5mm	Reto	801011F ○

LEGENDA ⬡ Hexagonal ⬡ Dinâmica ○ Rotacional

Cód.
720 Cone Morse 16°

UTILIZAÇÃO

» Neodent® GM
» Conexão® Flash Gold GMF
» IntraOss® Grand Oss
» Plenum® Morsefit MF
» Singular® GMC



COMPONENTES SOBRE O **MICRO PILAR**



TAMPA DE PROTEÇÃO	CÓDIGO
	301010



TRANSFER MOLDEIRA ABERTA	CÓDIGO
	201010A



TRANSFER MOLDEIRA FECHADA	CÓDIGO
	201010B



ANÁLOGO	CÓDIGO
	101010

FUNDIÇÃO



UCLA BASE METÁLICA	CÓDIGO
	P701010 ◯

LEGENDA ⬡ Hexagonal ◯ Rotacional

Cód.
720

Cone Morse 16°

UTILIZAÇÃO

» Neodent® GM
» Conexão® Flash Gold GMF
» IntraOss® Grand Oss
» Plenum® Morsefit MF
» Singular® GMC





PARAFUSO (ANÁLOGICO E DIGITAL)	CÓDIGO
	M14MU



PARAFUSO DINÂMICO	CÓDIGO
	M14DI

UNITÁRIA **PARAFUSADA**



PILAR GM RP	CÓDIGO
H 0.8mm	801008A
H 1.5mm	801008B
H 2.5mm	801008C
H 3.5mm	801008D
H 4.5mm	801008E
H 5.5mm	801008F

COMPONENTES SOBRE O **PILAR GM**



TAMPA DE PROTEÇÃO	CÓDIGO
	301008



TRANSFER MOLDEIRA FECHADA	CÓDIGO
	201008B

LEGENDA Hexagonal Dinâmica Antirrotacional

Cód.
720 Cone Morse 16°

UTILIZAÇÃO

» Neodent® GM
» Conexão® Flash Gold GMF
» IntraOss® Grand Oss
» Plenum® Morsefit MF
» Singular® GMC





ANÁLOGO	CÓDIGO
	101008

PROVISÓRIO



PILAR PROVISÓRIO	CÓDIGO
	P401008C ◯

FUNDIÇÃO



UCLA BASE METÁLICA	CÓDIGO
	P701008C ◯



PARAFUSO (ANÁLOGO E DIGITAL)	CÓDIGO
	M20FGMEX

UNITÁRIA **CIMENTADA**



PILAR UNIVERSAL	CÓDIGO Ø3.3 x 4mm	CÓDIGO Ø3.3 x 6mm	CÓDIGO Ø4.5 x 4mm	CÓDIGO Ø4.5 x 6mm
H 0.8mm	50701DA	50701FA	50702DA	50702FA
H 1.5mm	50701DB	50701FB	50702DB	50702FB
H 2.5mm	50701DC	50701FC	50702DC	50702FC
H 3.5mm	50701DD	50701FD	50702DD	50702FD
H 4.5mm	50701DE	50701FE	50702DE	50702FE
H 5.5mm	50701DF	50701FF	50702DF	50702FF

LEGENDA GM ◯ Rotacional


Cód.
720 Cone Morse 16°

UTILIZAÇÃO

» Neodent® GM
» Conexão® Flash Gold GMF
» IntraOss® Grand Oss
» Plenum® Morsefit MF
» Singular® GMC



COMPONENTES SOBRE O **PILAR UNIVERSAL**



POSTE TRANSFER DO PILAR UNIVERSAL	CÓDIGO Ø3.3 x 4mm	CÓDIGO Ø3.3 x 6mm	CÓDIGO Ø4.5 x 4mm	CÓDIGO Ø4.5 x 6mm
	200708D	200708F	200709D	200709F



ANÁLOGO	CÓDIGO Ø3.3 x 4mm	CÓDIGO Ø3.3 x 6mm	CÓDIGO Ø4.5 x 4mm	CÓDIGO Ø4.5 x 6mm
	100708D	100708F	100709D	100709F

PROVISÓRIO



POSTE PROVISÓRIO DO PILAR UNIVERSAL	CÓDIGO Ø3.3 x 4mm	CÓDIGO Ø3.3 x 6mm	CÓDIGO Ø4.5 x 4mm	CÓDIGO Ø4.5 x 6mm
	400708D	400708F	400709D	400709F

FUNDIÇÃO



UCLA PLÁSTICA DO PILAR UNIVERSAL	CÓDIGO Ø3.3 x 4mm	CÓDIGO Ø3.3 x 6mm	CÓDIGO Ø4.5 x 4mm	CÓDIGO Ø4.5 x 6mm
	600708D	600708F	600709D	600709F

SOLUÇÕES PARA

PRÓTESE SOBRE IMPLANTE



RPCOMPONENTES.COM.BR

@RPCOMPONENTES

COMPONENTES


Desde 2006

Cód.
703

Cone Morse 11.5°

UTILIZAÇÃO

- » Neodent®
- » BioConect®
- » Conexão® Flash Fit / Torq Fit / Flex Gold Fit
- » DentFix®
- » DentoFlex®
- » DSP® Work
- » INP®
- » IntraOss®
- » Kopp®
- » Plenum® Unifit
- » Pross®
- » Signo Vinces ® Ancor
- » SIN®
- » Singular®
- » Systhex®



COMPONENTES **ANALÓGICOS**



TAMPA DE PROTEÇÃO	CÓDIGO
	301703



CICATRIZADOR	CÓDIGO Ø3.3	CÓDIGO Ø4.5
H 0.8mm	300703A	300704A
H 1.5mm	300703B	300704B
H 2.5mm	300703C	300704C
H 3.5mm	300703D	300704D
H 4.5mm	300703E	300704E
H 5.5mm	300703F	300704F

PARAFUSADA DIRETA **NO IMPLANTE**



TRANSFER MOLDEIRA ABERTA	CÓDIGO
	200703A




TRANSFER MOLDEIRA FECHADA	CÓDIGO
	200703B

Cód.
703

Cone Morse 11.5°

UTILIZAÇÃO


- » Neodent®
- » BioConect®
- » Conexão® Flash Fit / Torq Fit / Flex Gold Fit
- » DentFix®
- » DentoFlex®
- » DSP® Work
- » INP®
- » IntraOss®
- » Kopp®
- » Plenum® Unifit
- » Pross®
- » Signo Vinces ® Ancor
- » SIN®
- » Singular®
- » Systhex®





ANÁLOGO	CÓDIGO
	100703

PROVISÓRIO



PILAR PROVISÓRIO	CÓDIGO	CÓDIGO
H 0.8mm	P400703CA ⬢	P400703SA ○
H 1.5mm	P400703CB ⬢	P400703SB ○
H 2.5mm	P400703CC ⬢	P400703SC ○
H 3.5mm	P400703CD ⬢	P400703SD ○
H 4.5mm	P400703CE ⬢	P400703SE ○

FUNDIÇÃO



UCLA BASE METÁLICA	CÓDIGO	CÓDIGO
H 0.8mm	P700703CA ⬢	P700703SA ○
H 1.5mm	P700703CB ⬢	P700703SB ○
H 2.5mm	P700703CC ⬢	P700703SC ○
H 3.5mm	P700703CD ⬢	P700703SD ○
H 4.5mm	P700703CE ⬢	P700703SE ○



PARAFUSO (ANALÓGICO E DIGITAL)	CÓDIGO
	M18HND


LEGENDA ⬡ Hexagonal ○ Rotacional ⬢ Antirrotacional

Cód.
703

Cone Morse 11.5°

UTILIZAÇÃO

- » Neodent®
- » BioConect®
- » Conexão® Flash Fit / Torq Fit / Flex Gold Fit
- » DentFix®
- » DentoFlex®
- » DSP® Work
- » INP®
- » IntraOss®
- » Kopp®
- » Plenum® Unifit
- » Pross®
- » Signo Vinces ® Ancor
- » SIN®
- » Singular®
- » Systhex®



COMPONENTES **DIGITAIS**




TRANSFER DIGITAL	CÓDIGO
	D200703




ANÁLOGO DIGITAL	CÓDIGO
	D100703

PROVISÓRIO E CERÂMICA



PILAR INTERFACE SEM PERFIL	CÓDIGO	CÓDIGO
H 0.8mm	P1703CSA	P1703SSA
H 1.5mm	P1703CSB	P1703SSB
H 2.5mm	P1703CSC	P1703SSC
H 3.5mm	P1703CSD	P1703SSD



PILAR INTERFACE COM PERFIL	CÓDIGO	CÓDIGO
H 0.8mm	P1703CLA	P1703SLA
H 1.5mm	P1703CLB	P1703SLB
H 2.5mm	P1703CLC	P1703SLC
H 3.5mm	P1703CLD	P1703SLD


LEGENDA Hexagonal · Rotacional · Antirrotacional

Cód.
703

Cone Morse 11.5°

UTILIZAÇÃO

- » Neodent®
- » BioConect®
- » Conexão® Flash Fit / Torq Fit / Flex Gold Fit
- » DentFix®
- » DentoFlex®
- » DSP® Work
- » INP®
- » IntraOss®
- » Kopp®
- » Plenum® Unifit
- » Pross®
- » Signo Vinces ® Ancor
- » SIN®
- » Singular®
- » Systhex®



PRÓTESE **MÚLTIPLA**





MINI PILAR CÔNICO		CÓDIGO
H 0.8mm	Reto	800703A ○
H 1.5mm	Reto	800703B ○
H 2.5mm	Reto	800703C ○
H 3.5mm	Reto	800703D ○
H 4.5mm	Reto	800703E ○
H 5.5mm	Reto	800703F ○
H 1.5mm	17°	80703BG ●
H 2.5mm	17°	80703CG ●
H 3.5mm	17°	80703DG ●
H 1.5mm	30°	80703CH ●
H 2.5mm	30°	80703BH ●
H 3.5mm	30°	80703DH ●

COMPONENTES SOBRE O **MINI PILAR**



TAMPA DE PROTEÇÃO	CÓDIGO
	301005



TRANSFER MOLDEIRA ABERTA	CÓDIGO
	201005A



TRANSFER MOLDEIRA FECHADA	CÓDIGO
	201005B


LEGENDA ○ Rotacional ● Antirrotacional

Cód.
703

Cone Morse 11.5°

UTILIZAÇÃO

- » Neodent®
- » BioConect®
- » Conexão® Flash Fit / Torq Fit / Flex Gold Fit
- » DentFix®
- » DentoFlex®
- » DSP® Work
- » INP®
- » IntraOss®
- » Kopp®
- » Plenum® Unifit
- » Pross®
- » Signo Vinces ® Ancor
- » SIN®
- » Singular®
- » Systhex®





ANÁLOGO	CÓDIGO
	101005

PROVISÓRIO



PILAR PROVISÓRIO	CÓDIGO
	401005 ◯

FUNDIÇÃO



COPING PLÁSTICO	CÓDIGO
	P601005 ◯




UCLA BASE METÁLICA	CÓDIGO
	P701005 ◯

PROTOCOLO SOLDADO



PILAR PARA SOLDA	CÓDIGO
	401005E ◯



BARRA DE TITÂNIO (1M) Ø4MM	CÓDIGO
	T04000136


LEGENDA ⬡ Hexagonal ◯ Rotacional


Cód.
703

Cone Morse 11.5°


UTILIZAÇÃO

- » Neodent®
- » BioConect®
- » Conexão® Flash Fit / Torq Fit / Flex Gold Fit
- » DentFix®
- » DentoFlex®
- » DSP® Work
- » INP®
- » IntraOss®
- » Kopp®
- » Plenum® Unifit
- » Pross®
- » Signo Vinces ® Ancor
- » SIN®
- » Singular®
- » Systhex®





BARRA DE TITÂNIO (1M) Ø3.18MM	CÓDIGO
	T03180136



FIO DE TITÂNIO (1M) Ø0.80MM	CÓDIGO
	T00800136



PARAFUSO (ANÁLOGICO E DIGITAL)	CÓDIGO
	M14MU



PARAFUSO DINÂMICO	CÓDIGO
	M14DI

COMPONENTES **DIGITAIS**



TRANSFER DIGITAL	CÓDIGO
	D200005



ANÁLOGO DIGITAL	CÓDIGO
	D100005


LEGENDA Hexagonal Dinâmica

Cód.
703

Cone Morse 11.5°

UTILIZAÇÃO

- » Neodent®
- » BioConect®
- » Conexão® Flash Fit / Torq Fit / Flex Gold Fit
- » DentFix®
- » DentoFlex®
- » DSP® Work
- » INP®
- » IntraOss®
- » Kopp®
- » Plenum® Unifit
- » Pross®
- » Signo Vinces ® Ancor
- » SIN®
- » Singular®
- » Systhex®



PROVISÓRIO E CERÂMICA



PILAR INTERFACE	CÓDIGO
	1005A ◯
	1005AL ◯



PARAFUSO (ANÁLOGICO E DIGITAL)	CÓDIGO
	M14MU



PARAFUSO DINÂMICO	CÓDIGO
	M14DI

PRÓTESE **MÚLTIPLA**



MICRO PILAR CÔNICO		CÓDIGO
H 0.8mm	Reto	801010A ◯
H 1.5mm	Reto	801010B ◯
H 2.5mm	Reto	801010C ◯
H 3.5mm	Reto	801010D ◯
H 4.5mm	Reto	801010E ◯
H 5.5mm	Reto	801010F ◯


LEGENDA ⬡ Hexagonal ◎ Dinâmica ◯ Rotacional

Cód.
703

Cone Morse 11.5°

UTILIZAÇÃO

- » Neodent®
- » BioConect®
- » Conexão® Flash Fit / Torq Fit / Flex Gold Fit
- » DentFix®
- » DentoFlex®
- » DSP® Work
- » INP®
- » IntraOss®
- » Kopp®
- » Plenum® Unifit
- » Pross®
- » Signo Vinces ® Ancor
- » SIN®
- » Singular®
- » Systhex®



COMPONENTES SOBRE O **MICRO PILAR**



TAMPA DE PROTEÇÃO	CÓDIGO
	301010



TRANSFER MOLDEIRA ABERTA	CÓDIGO
	201010A




TRANSFER MOLDEIRA FECHADA	CÓDIGO
	201010B



ANÁLOGO	CÓDIGO
	101010

FUNDIÇÃO



UCLA BASE METÁLICA	CÓDIGO
	P701010 ⬡


LEGENDA ⬡ Hexagonal ○ Rotacional

Cód.
703

Cone Morse 11.5°

UTILIZAÇÃO

- » Neodent®
- » BioConect®
- » Conexão® Flash Fit / Torq Fit / Flex Gold Fit
- » DentFix®
- » DentoFlex®
- » DSP® Work
- » INP®
- » IntraOss®
- » Kopp®
- » Plenum® Unifit
- » Pross®
- » Signo Vinces ® Ancor
- » SIN®
- » Singular®
- » Systhex®





PARAFUSO (ANÁLOGICO E DIGITAL)	CÓDIGO
	M14MU



PARAFUSO DINÂMICO	CÓDIGO
	M14DI

UNITÁRIA **PARAFUSADA**



PILAR GT	CÓDIGO
H 0.8mm	801007A
H 1.5mm	801007B
H 2.5mm	801007C
H 3.5mm	801007D
H 4.5mm	801007E
H 5.5mm	801007F

COMPONENTES SOBRE O **PILAR GT**



TAMPA DE PROTEÇÃO	CÓDIGO
	301007




TRANSFER MOLDEIRA ABERTA	CÓDIGO
	201007A

LEGENDA Hexagonal Dinâmica

Cód.
703 Cone Morse 11.5°

UTILIZAÇÃO

- » Neodent®
- » BioConect®
- » Conexão® Flash Fit / Torq Fit / Flex Gold Fit
- » DentFix®
- » DentoFlex®
- » DSP® Work
- » INP®
- » IntraOss®
- » Kopp®
- » Plenum® Unifit
- » Pross®
- » Signo Vinces ® Ancor
- » SIN®
- » Singular®
- » Systhex®





TRANSFER MOLDEIRA FECHADA	CÓDIGO
	201007B



ANÁLOGO	CÓDIGO
	101007

PROVISÓRIO



PILAR PROVISÓRIO	CÓDIGO
	P401007C ⬢
	P401007S ○

FUNDIÇÃO



COPING PLÁSTICO	CÓDIGO
	P601007C ⬢
	P601007S ○



UCLA BASE METÁLICA	CÓDIGO
	P701007C ⬢
	P701007S ○



PARAFUSO (ANALÓGICO E DIGITAL)	CÓDIGO
	M20BTI


LEGENDA ⬡ Hexagonal ○ Rotacional ⬢ Antirrotacional

Cód.
703

Cone Morse 11.5°

UTILIZAÇÃO

- » Neodent®
- » BioConect®
- » Conexão® Flash Fit / Torq Fit / Flex Gold Fit
- » DentFix®
- » DentoFlex®
- » DSP® Work
- » INP®
- » IntraOss®
- » Kopp®
- » Plenum® Unifit
- » Pross®
- » Signo Vinces ® Ancor
- » SIN®
- » Singular®
- » Systhex®




UNITÁRIA **CIMENTADA**



PILAR UNIVERSAL	CÓDIGO Ø3.3 x 4mm	CÓDIGO Ø3.3 x 6mm	CÓDIGO Ø4.5 x 4mm	CÓDIGO Ø4.5 x 6mm
H 0.8mm	50708DA	50708FA	50709DA	50709FA
H 1.5mm	50708DB	50708FB	50709DB	50709FB
H 2.5mm	50708DC	50708FC	50709DC	50709FC
H 3.5mm	50708DD	50708FD	50709DD	50709FD
H 4.5mm	50708DE	50708FE	50709DE	50709FE
H 5.5mm	50708DF	50708FF	50709DF	50709FF

COMPONENTES SOBRE O **PILAR UNIVERSAL**



POSTE TRANSFER DO PILAR UNIVERSAL	CÓDIGO Ø3.3 x 4mm	CÓDIGO Ø3.3 x 6mm	CÓDIGO Ø4.5 x 4mm	CÓDIGO Ø4.5 x 6mm
	200708D	200708F	200709D	200709F



ANÁLOGO	CÓDIGO Ø3.3 x 4mm	CÓDIGO Ø3.3 x 6mm	CÓDIGO Ø4.5 x 4mm	CÓDIGO Ø4.5 x 6mm
	100708D	100708F	100709D	100709F

PROVISÓRIO




POSTE PROVISÓRIO DO PILAR UNIVERSAL	CÓDIGO Ø3.3 x 4mm	CÓDIGO Ø3.3 x 6mm	CÓDIGO Ø4.5 x 4mm	CÓDIGO Ø4.5 x 6mm
	400708D	400708F	400709D	400709F

Cód.
703 Cone Morse 11.5°

UTILIZAÇÃO

- » Neodent®
- » BioConect®
- » Conexão® Flash Fit / Torq Fit / Flex Gold Fit
- » DentFix®
- » DentoFlex®
- » DSP® Work
- » INP®
- » IntraOss®
- » Kopp®
- » Plenum® Unifit
- » Pross®
- » Signo Vinces ® Ancor
- » SIN®
- » Singular®
- » Systhex®



FUNDIÇÃO



UCLA PLÁSTICA DO PILAR UNIVERSAL	CÓDIGO Ø3.3 x 4mm	CÓDIGO Ø3.3 x 6mm	CÓDIGO Ø4.5 x 4mm	CÓDIGO Ø4.5 x 6mm
	600708D	600708F	600709D	600709F

SISTEMA **OVERDENTURE**

* Componentes sobre Overdenture, consulte pág. 227



PILAR O´RING	CÓDIGO
H 0.8mm	900703A ◯
H 1.5mm	900703B ◯
H 2.5mm	900703C ◯
H 3.5mm	900703D ◯
H 4.5mm	900703E ◯
H 5.5mm	900703F ◯

LEGENDA ◯ Rotacional

MAIOR QUALIDADE E

PREVISIBILIDADE



RPCOMPONENTES.COM.BR

@RPCOMPONENTES

COMPONENTES

Desde 2006

Cód.
714

Cone Morse 11.5°

UTILIZAÇÃO

» Implacil de Bortoli®



COMPONENTES **ANALÓGICOS**



CICATRIZADOR	CÓDIGO Ø3.3	CÓDIGO Ø4.5
H0.8mm	300703A	300704A
H1.5mm	300703B	300704B
H2.5mm	300703C	300704C
H3.5mm	300703D	300704D
H4.5mm	300703E	300704E
H5.5mm	300703F	300704F

PARAFUSADA DIRETA **NO IMPLANTE**



TRANSFER MOLDEIRA ABERTA	CÓDIGO
	200714A



TRANSFER MOLDEIRA FECHADA	CÓDIGO
	200714B



ANÁLOGO	CÓDIGO
	100714


Cód.
714 Cone Morse 11.5°

UTILIZAÇÃO

» Implacil de Bortoli®



PROVISÓRIO



PILAR PROVISÓRIO	CÓDIGO	CÓDIGO
H 0.8mm	P400714CA ⬢	P400714SA ○
H 1.5mm	P400714CB ⬢	P400714SB ○
H 2.5mm	P400714CC ⬢	P400714SC ○

FUNDIÇÃO



UCLA BASE METÁLICA	CÓDIGO	CÓDIGO
H 0.8mm	P700714CA ⬢	P700714SA ○
H 1.5mm	P700714CB ⬢	P700714SB ○
H 2.5mm	P700714CC ⬢	P700714SC ○



PARAFUSO (ANÁLOGO E DIGITAL)	CÓDIGO
	M18HSU

LEGENDA ⬡ Hexagonal ○ Rotacional ⬢ Antirrotacional

Cód.
714

Cone Morse 11.5°

UTILIZAÇÃO

» Implacil de Bortoli®



COMPONENTES **DIGITAIS**




TRANSFER DIGITAL	CÓDIGO
	D200714




ANÁLOGO DIGITAL	CÓDIGO
	D100714

PROVISÓRIO E CERÂMICA



PILAR INTERFACE SEM PERFIL	CÓDIGO ⬢	CÓDIGO ○
H 0.8mm	P1714CSA	P1714SSA
H 1.5mm	P1714CSB	P1714SSB
H 2.5mm	P1714CSC	P1714SSC
H 3.5mm	P1714CSD	P1714SSD



PILAR INTERFACE COM PERFIL	CÓDIGO ⬢	CÓDIGO ○
H 0.8mm	P1714CLA	P1714SLA
H 1.5mm	P1714CLB	P1714SLB
H 2.5mm	P1714CLC	P1714SLC
H 3.5mm	P1714CLD	P1714SLD

LEGENDA ⬡ Hexagonal ○ Rotacional ⬢ Antirrotacional

Cód.
714

Cone Morse 11.5°

UTILIZAÇÃO

» Implacil de Bortoli®



PRÓTESE **MÚLTIPLA**





MINI PILAR CÔNICO		CÓDIGO
H 0.8mm	Reto	800703A ○
H 1.5mm	Reto	800703B ○
H 2.5mm	Reto	800703C ○
H 3.5mm	Reto	800703D ○
H 4.5mm	Reto	800703E ○
H 5.5mm	Reto	800703F ○
H 1.5mm	17°	80714BG ●
H 2.5mm	17°	80714CG ●
H 3.5mm	17°	80714DG ●
H 1.5mm	30°	80714CH ●
H 2.5mm	30°	80714BH ●
H 3.5mm	30°	80714DH ●

COMPONENTES SOBRE O **MINI PILAR**



TAMPA DE PROTEÇÃO	CÓDIGO
	301005



TRANSFER MOLDEIRA ABERTA	CÓDIGO
	201005A



TRANSFER MOLDEIRA FECHADA	CÓDIGO
	201005B

LEGENDA ○ Rotacional ● Antirrotacional

Cód.
714

Cone Morse 11.5°

UTILIZAÇÃO

» Implacil de Bortoli®





ANÁLOGO	CÓDIGO
	101005

PROVISÓRIO



PILAR PROVISÓRIO	CÓDIGO
	401005 ◯

FUNDIÇÃO



COPING PLÁSTICO	CÓDIGO
	P601005 ◯



UCLA BASE METÁLICA	CÓDIGO
	P701005 ◯

PROTOCOLO SOLDADO



PILAR PARA SOLDA	CÓDIGO
	401005E ◯

LEGENDA ⬡ Hexagonal ◯ Rotacional


Cód.
714

Cone Morse 11.5°


UTILIZAÇÃO

» Implacil de Bortoli®






BARRA DE TITÂNIO (1M) Ø4MM	CÓDIGO
	T04000136



BARRA DE TITÂNIO (1M) Ø3.18MM	CÓDIGO
	T03180136



FIO DE TITÂNIO (1M) Ø0.80MM	CÓDIGO
	T00800136



PARAFUSO (ANÁLOGICO E DIGITAL)	CÓDIGO
	M14MU



PARAFUSO DINÂMICO	CÓDIGO
	M14DI

COMPONENTES **DIGITAIS**



TRANSFER DIGITAL	CÓDIGO
	D200005



ANÁLOGO DIGITAL	CÓDIGO
	D100005

LEGENDA Hexagonal Dinâmica

Cód.
714

Cone Morse 11.5°

UTILIZAÇÃO

» Implacil de Bortoli®



PROVISÓRIO E CERÂMICA



PILAR INTERFACE	CÓDIGO
	1005A ○
	1005AL ○



PARAFUSO (ANÁLOGICO E DIGITAL)	CÓDIGO
	M14MU



PARAFUSO DINÂMICO	CÓDIGO
	M14DI

PRÓTESE **MÚLTIPLA**



MICRO PILAR CÔNICO		CÓDIGO
H 0.8mm	Reto	801010A ○
H 1.5mm	Reto	801010B ○
H 2.5mm	Reto	801010C ○
H 3.5mm	Reto	801010D ○
H 4.5mm	Reto	801010E ○
H 5.5mm	Reto	801010F ○

COMPONENTES SOBRE O **MICRO PILAR**



TAMPA DE PROTEÇÃO	CÓDIGO
	301010

LEGENDA ⬡ Hexagonal ⬡ Dinâmica ○ Rotacional

Cód.
714

Cone Morse 11.5°

UTILIZAÇÃO

» Implacil de Bortoli®





TRANSFER MOLDEIRA ABERTA	CÓDIGO
	201010A



TRANSFER MOLDEIRA FECHADA	CÓDIGO
	201010B



ANÁLOGO	CÓDIGO
	101010

FUNDIÇÃO



UCLA BASE METÁLICA	CÓDIGO
	P701010 ◯



PARAFUSO (ANÁLOGICO E DIGITAL)	CÓDIGO
	M14MU



PARAFUSO DINÂMICO	CÓDIGO
	M14DI

LEGENDA ⬡ Hexagonal ⯃ Dinâmica ◯ Rotacional

Cód.
714

Cone Morse 11.5°

UTILIZAÇÃO

» Implacil de Bortoli®




UNITÁRIA **CIMENTADA**



	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
PILAR UNIVERSAL	**Ø3.3 x 4mm**	**Ø3.3 x 6mm**	**Ø4.5 x 4mm**	**Ø4.5 x 6mm**
H 0.8mm	50708DA	50708FA	50709DA	50709FA
H 1.5mm	50708DB	50708FB	50709DB	50709FB
H 2.5mm	50708DC	50708FC	50709DC	50709FC
H 3.5mm	50708DD	50708FD	50709DD	50709FD
H 4.5mm	50708DE	50708FE	50709DE	50709FE
H 5.5mm	50708DF	50708FF	50709DF	50709FF

COMPONENTES SOBRE O **PILAR UNIVERSAL**



	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
POSTE TRANSFER DO PILAR UNIVERSAL	**Ø3.3 x 4mm**	**Ø3.3 x 6mm**	**Ø4.5 x 4mm**	**Ø4.5 x 6mm**
	200708D	200708F	200709D	200709F



	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
ANÁLOGO	**Ø3.3 x 4mm**	**Ø3.3 x 6mm**	**Ø4.5 x 4mm**	**Ø4.5 x 6mm**
	100708D	100708F	100709D	100709F

PROVISÓRIO



	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
POSTE PROVISÓRIO DO PILAR UNIVERSAL	**Ø3.3 x 4mm**	**Ø3.3 x 6mm**	**Ø4.5 x 4mm**	**Ø4.5 x 6mm**
	400708D	400708F	400709D	400709F

Cód.
714

Cone Morse 11.5°

UTILIZAÇÃO

» Implacil de Bortoli®



FUNDIÇÃO



	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO	CÓDIGO
UCLA PLÁSTICA DO PILAR UNIVERSAL	Ø3.3 x 4mm	Ø3.3 x 6mm	Ø4.5 x 4mm	Ø4.5 x 6mm
	600708D	600708F	600709D	600709F

SISTEMA **OVERDENTURE**

* Componentes sobre Overdenture, consulte pág. 227



PILAR O´RING	CÓDIGO
H 0.8mm	900703A ◯
H 1.5mm	900703B ◯
H 2.5mm	900703C ◯
H 3.5mm	900703D ◯
H 4.5mm	900703E ◯
H 5.5mm	900703F ◯

LEGENDA ◯ Rotacional

LINHA COMPLETA

FLUXO DIGITAL



RPCOMPONENTES.COM.BR

@RPCOMPONENTES

COMPONENTES

Desde 2006

Cód.
712

Cone Morse 16°

UTILIZAÇÃO

» SIN® SW



COMPONENTES **ANALÓGICOS**



CICATRIZADOR	CÓDIGO Ø3.5	CÓDIGO Ø4.5
H 2mm	300712B	300713B
H 3mm	300712C	300713C
H 4mm	300712D	300713D
H 5mm	300712E	300713E
H 6mm	300712F	300713F

PARAFUSADA DIRETA **NO IMPLANTE**



TRANSFER MOLDEIRA ABERTA	CÓDIGO
	200712A



TRANSFER MOLDEIRA FECHADA	CÓDIGO
	200712B




ANÁLOGO	CÓDIGO
	100712


Cód.
712 Cone Morse 16°

UTILIZAÇÃO

» SIN® SW



PROVISÓRIO



PILAR PROVISÓRIO	CÓDIGO	CÓDIGO
H 1mm	P400712CA ⬢	P400712SA ⬡
H 2mm	P400712CB ⬢	P400712SB ⬡
H 3mm	P400712CC ⬢	P400712SC ⬡
H 4mm	P400712CD ⬢	P400712SD ⬡

FUNDIÇÃO



UCLA BASE METÁLICA	CÓDIGO	CÓDIGO
H 1mm	P700712CA ⬢	P700712SA ⬡
H 2mm	P700712CB ⬢	P700712SB ⬡
H 3mm	P700712CC ⬢	P700712SC ⬡
H 4mm	P700712CD ⬢	P700712SD ⬡

UNITÁRIA **CIMENTADA**



PILAR DEFINITIVO	CÓDIGO
H 1mm	P500712A ⬢
H 2mm	P500712B ⬢
H 3mm	P500712C ⬢
H 4mm	P500712D ⬢
H 5mm	P500712E ⬢
H 6mm	P500712F ⬢



PARAFUSO (ANÁLOGO E DIGITAL)	CÓDIGO
	M16HSI

LEGENDA ⬡ Hexagonal ⬡ Rotacional ⬢ Antirrotacional

Cód.
712

Cone Morse 16°

UTILIZAÇÃO

» SIN® SW



COMPONENTES **DIGITAIS**




TRANSFER DIGITAL	CÓDIGO
	D200712




ANÁLOGO DIGITAL	CÓDIGO
	D100712

PROVISÓRIO E CERÂMICA



PILAR INTERFACE SEM PERFIL	CÓDIGO	CÓDIGO
H 1mm	P1712CSA ⬢	P1712SSA ○
H 2mm	P1712CSB ⬢	P1712SSB ○
H 3mm	P1712CSC ⬢	P1712SSC ○
H 4mm	P1712CSD ⬢	P1712SSD ○



PILAR INTERFACE COM PERFIL	CÓDIGO	CÓDIGO
H 1mm	P1712CLA ⬢	P1712SLA ○
H 2mm	P1712CLB ⬢	P1712SLB ○
H 3mm	P1712CLC ⬢	P1712SLC ○
H 4mm	P1712CLD ⬢	P1712SLD ○

LEGENDA ⬡ Hexagonal ○ Rotacional ⬢ Antirrotacional

Cód.
712


Cone Morse 16°

UTILIZAÇÃO

» SIN® SW



PRÓTESE **MÚLTIPLA**





MINI PILAR CÔNICO		CÓDIGO	
H 1mm	Reto	800712A	○
H 2mm	Reto	800712B	○
H 3mm	Reto	800712C	○
H 4mm	Reto	800712D	○
H 5mm	Reto	800712E	○
H 6mm	Reto	800712F	○
H 2mm	17°	80712BG	●
H 3mm	17°	80712CG	●
H 4mm	17°	80712DG	●
H 2mm	30°	80712BH	●
H 3mm	30°	80712CH	●
H 4mm	30°	80712DH	●

COMPONENTES SOBRE O **MINI PILAR**



TAMPA DE PROTEÇÃO	CÓDIGO
	301005



TRANSFER MOLDEIRA ABERTA	CÓDIGO
	201005A



TRANSFER MOLDEIRA FECHADA	CÓDIGO
	201005B


LEGENDA ○ Rotacional ● Antirrotacional

Cód.
712

Cone Morse 16°

UTILIZAÇÃO

» SIN® SW





ANÁLOGO	CÓDIGO
	101005

PROVISÓRIO



PILAR PROVISÓRIO	CÓDIGO
	401005 ⬡

FUNDIÇÃO



COPING PLÁSTICO	CÓDIGO
	P601005 ⬡




UCLA BASE METÁLICA	CÓDIGO
	P701005 ⬡

PROTOCOLO SOLDADO



PILAR PARA SOLDA	CÓDIGO
	401005E ⬡



BARRA DE TITÂNIO (1M) Ø4MM	CÓDIGO
	T04000136


LEGENDA ⬡ Hexagonal ◯ Rotacional


Cód.
712

Cone Morse 16°


UTILIZAÇÃO

» SIN® SW





BARRA DE TITÂNIO (1M) Ø3.18MM	CÓDIGO
	T03180136



FIO DE TITÂNIO (1M) Ø0.80MM	CÓDIGO
	T00800136



PARAFUSO (ANÁLOGICO E DIGITAL)	CÓDIGO
	M14MU



PARAFUSO DINÂMICO	CÓDIGO
	M14DI

COMPONENTES **DIGITAIS**



TRANSFER DIGITAL	CÓDIGO
	D200005



ANÁLOGO DIGITAL	CÓDIGO
	D100005

LEGENDA Hexagonal Dinâmica

Cód.
712

Cone Morse 16°

UTILIZAÇÃO

» SIN® SW



PROVISÓRIO E CERÂMICA



PILAR INTERFACE	CÓDIGO
	1005A ◯
	1005AL ◯



PARAFUSO (ANÁLOGICO E DIGITAL)	CÓDIGO
	M14MU



PARAFUSO DINÂMICO	CÓDIGO
	M14DI

SISTEMA **OVERDENTURE**

* Componentes sobre Overdenture, consulte pág. 227



PILAR O´RING	CÓDIGO
H 0.8mm	900712A ◯
H 1.5mm	900712B ◯
H 2.5mm	900712C ◯
H 3.5mm	900712D ◯
H 4.5mm	900712E ◯
H 5.5mm	900712F ◯

LEGENDA ⬡ Hexagonal ⬡ Dinâmica ◯ Rotacional

A MAIOR DIVERSIDADE DE **COMPONENTES** PARA **PRÓTESES** SOBRE IMPLANTES **DO PAÍS**



RPCOMPONENTES.COM.BR

@RPCOMPONENTES

COMPONENTES

Desde 2006

Cód.
750 Cone Morse 30°

UTILIZAÇÃO

» Straumann® NC 3.3
» Derig® CMI 3.3



COMPONENTES **ANALÓGICOS**



TAMPA DE PROTEÇÃO	CÓDIGO
	301750

3.6 mm



CICATRIZADOR	CÓDIGO
H 2mm	300750B
H 3.5mm	300750C
H 5mm	300750E
H 6mm	300750F

PARAFUSADA DIRETA **NO IMPLANTE**



TRANSFER MOLDEIRA ABERTA	CÓDIGO
	200750A



TRANSFER MOLDEIRA FECHADA	CÓDIGO
	200750B

Cód.
750 Cone Morse 30°

UTILIZAÇÃO


» Straumann® NC 3.3
» Derig® CMI 3.3






ANÁLOGO	CÓDIGO
	100750

PROVISÓRIO



PILAR PROVISÓRIO	CÓDIGO	CÓDIGO
H 2mm	P400750CB ●	P400750SB ○
H 3mm	P400750CC ●	P400750SC ○
H 4mm	P400750CD ●	P400750SD ○
H 5mm	P400750CE ●	P400750SE ○

FUNDIÇÃO



UCLA BASE METÁLICA	CÓDIGO	CÓDIGO
H 2mm	P700750CB ●	P700750SB ○
H 3mm	P700750CC ●	P700750SC ○
H 4mm	P700750CD ●	P700750SD ○
H 5mm	P700750CE ●	P700750SE ○




PARAFUSO (ANALÓGICO E DIGITAL)	CÓDIGO
	M16TNC

LEGENDA ✪ Torx ○ Rotacional ● Antirrotacional

Cód.
750 Cone Morse 30°

UTILIZAÇÃO

» Straumann® NC 3.3
» Derig® CMI 3.3



INDEX NC



ROSCA M1.6

COMPONENTES **DIGITAIS**




TRANSFER DIGITAL	CÓDIGO
	D200750




ANÁLOGO DIGITAL	CÓDIGO
	D100750


PROVISÓRIO E CERÂMICA



PILAR INTERFACE NC SEM PERFIL	CÓDIGO	CÓDIGO
H 1mm	P1750CSA ●	P1750SSA ○
H 2mm	P1750CSB ●	P1750SSB ○
H 3mm	P1750CSC ●	P1750SSC ○



PILAR INTERFACE NC COM PERFIL	CÓDIGO	CÓDIGO
H 1mm	P1750CLA ●	P1750SLA ○
H 2mm	P1750CLB ●	P1750SLB ○
H 3mm	P1750CLC ●	P1750SLC ○




PILAR INTERFACE VB NC	CÓDIGO
H 1mm	PVB750A ●
H 2mm	PVB750B ●
H 3mm	PVB750C ●

LEGENDA ✪ Torx ○ Rotacional ● Antirrotacional

Cód.
750 Cone Morse 30°

UTILIZAÇÃO

» Straumann® NC 3.3
» Derig® CMI 3.3




INDEX NC



ROSCA M1.6

PRÓTESE **MÚLTIPLA**





MINI PILAR CÔNICO		CÓDIGO
H 1mm	Reto	800750A ○
H 2mm	Reto	800750B ○
H 3mm	Reto	800750C ○
H 4mm	Reto	800750D ○
H 5mm	Reto	800750E ○
H 6mm	Reto	800750F ○
H 2mm	17°	80750BG ●
H 3mm	17°	80750CG ●
H 4mm	17°	80750DG ●
H 3mm	30°	80750CH ●
H 4mm	30°	80750DH ●

COMPONENTES SOBRE O **MINI PILAR**



TAMPA DE PROTEÇÃO	CÓDIGO
	301005



TRANSFER MOLDEIRA ABERTA	CÓDIGO
	201005A

LEGENDA ○ Rotacional ● Antirrotacional

Cód.
750 Cone Morse 30°

UTILIZAÇÃO

» Straumann® NC 3.3
» Derig® CMI 3.3





TRANSFER MOLDEIRA FECHADA	CÓDIGO
	201005B



ANÁLOGO	CÓDIGO
	101005

PROVISÓRIO



PILAR PROVISÓRIO	CÓDIGO
	401005 ◯

FUNDIÇÃO



COPING PLÁSTICO	CÓDIGO
	P601005 ◯



UCLA BASE METÁLICA	CÓDIGO
	P701005 ◯

LEGENDA ⬡ Hexagonal ◯ Rotacional

Cód.
750 Cone Morse 30°

UTILIZAÇÃO


» Straumann® NC 3.3
» Derig® CMI 3.3




PROTOCOLO SOLDADO




PILAR PARA SOLDA	CÓDIGO
	401005E ◯



BARRA DE TITÂNIO (1M) Ø4MM	CÓDIGO
	T04000136



BARRA DE TITÂNIO (1M) Ø3.18MM	CÓDIGO
	T03180136



FIO DE TITÂNIO (1M) Ø0.80MM	CÓDIGO
	T00800136



PARAFUSO (ANÁLOGICO E DIGITAL)	CÓDIGO
	M14MU




PARAFUSO DINÂMICO	CÓDIGO
	M14DI

LEGENDA ⬡ Hexagonal ⬡ Dinâmica ◯ Rotacional

Cód.
750 Cone Morse 30°

UTILIZAÇÃO

» Straumann® NC 3.3
» Derig® CMI 3.3



INDEX NC



ROSCA M1.6

COMPONENTES **DIGITAIS**



TRANSFER DIGITAL	CÓDIGO
	D200005



ANÁLOGO DIGITAL	CÓDIGO
	D100005

PROVISÓRIO E CERÂMICA



CURTO(A) LONGO(AL)

PILAR INTERFACE	CÓDIGO
	1005A ◯
	1005AL ◯



PARAFUSO (ANÁLOGICO E DIGITAL)	CÓDIGO
	M14MU



PARAFUSO DINÂMICO	CÓDIGO
	M14DI

SISTEMA **OVERDENTURE**

* Componentes sobre Overdenture, consulte pág. 227



PILAR O´RING	CÓDIGO
H 2mm	900750B ◯
H 3.5mm	900750C ◯
H 5mm	900750E ◯
H 6mm	900750F ◯


LEGENDA ⬡ Hexagonal ⬡ Dinâmica ◯ Rotacional

Cód.
750

Cone Morse 30°

UTILIZAÇÃO

» Straumann® NC 3.3






ROSCA M1.6

PRÓTESE **PARAFUSADA SRA**

Ø3.5 Ø4.6



PILAR SRA	CÓDIGO Ø3.5	CÓDIGO Ø4.6
H 1mm	800751A	800752A
H 2.5mm	800751B	800752B
H 4mm	800751C	800752C

COMPONENTES SOBRE O **PILAR SRA**



TAMPA DE PROTEÇÃO	CÓDIGO
	301751



TRANSFER MOLDEIRA ABERTA (SRA)	CÓDIGO Ø3.5	CÓDIGO Ø4.6
	200751A	200752A




TRANSFER MOLDEIRA FECHADA (SRA)	CÓDIGO Ø3.5	CÓDIGO Ø4.6
	200751B	200752B

Cód.
750 Cone Morse 30°

UTILIZAÇÃO

» Straumann® NC 3.3





ANÁLOGO AP (SRA)	CÓDIGO Ø3.5	CÓDIGO Ø4.6
	100751	100752

PROVISÓRIO



PILAR PROVISÓRIO AP (SRA)	CÓDIGO Ø3.5	CÓDIGO Ø4.6
	P400751C ◓	P400752C ◓
	P400751S ○	P400752S ○

FUNDIÇÃO



COPING PLÁSTICO	CÓDIGO Ø3.5	CÓDIGO Ø4.6
	P600751C ◓	P600752C ◓
	P600751S ○	P600752S ○



PARAFUSO
M14UMU

LEGENDA ✪ Torx ○ Rotacional ◓ Antirrotacional

SOLUÇÕES PARA

PRÓTESE SOBRE IMPLANTE



RPCOMPONENTES.COM.BR

@RPCOMPONENTES

COMPONENTES

Desde 2006

Cód.
755

Cone Morse 30°

UTILIZAÇÃO

» Straumann® RC 4.1



COMPONENTES **ANALÓGICOS**



TAMPA DE PROTEÇÃO	CÓDIGO
	301755



CICATRIZADOR	CÓDIGO Ø4.5	CÓDIGO Ø5.0
H 2mm	300755B	300756B
H 3mm	300755C	300756C
H 4mm	300755D	300756D
H 5mm	300755E	300756E
H 6mm	300755F	300756F

PARAFUSADA DIRETA **NO IMPLANTE**



TRANSFER MOLDEIRA ABERTA	CÓDIGO
	200755A



TRANSFER MOLDEIRA FECHADA	CÓDIGO
	200755B

Cód.
755 Cone Morse 30°

UTILIZAÇÃO


» Straumann® RC 4.1






ANÁLOGO	CÓDIGO
	100755

PROVISÓRIO



PILAR PROVISÓRIO	CÓDIGO	CÓDIGO
H 2mm	P400755CB ◉	P400755SB ○
H 3mm	P400755CC ◉	P400755SC ○
H 4mm	P400755CD ◉	P400755SD ○
H 5mm	P400755CE ◉	P400755SE ○

FUNDIÇÃO



UCLA BASE METÁLICA	CÓDIGO	CÓDIGO
H 2mm	P700755CB ◉	P700755SB ○
H 3mm	P700755CC ◉	P700755SC ○
H 4mm	P700755CD ◉	P700755SD ○
H 5mm	P700755CE ◉	P700755SE ○



PARAFUSO (ANÁLOGO E DIGITAL)	CÓDIGO
	M16TRC

LEGENDA ✪ Torx ○ Rotacional ◉ Antirrotacional

Cód.
755 Cone Morse 30°

UTILIZAÇÃO

» Straumann® RC 4.1



COMPONENTES **DIGITAIS**




TRANSFER DIGITAL	CÓDIGO
	D200755




ANÁLOGO DIGITAL	CÓDIGO
	D100755


PROVISÓRIO E CERÂMICA



PILAR INTERFACE SEM PERFIL	CÓDIGO	CÓDIGO
H 1mm	P1755CSA ●	P1755SSA ○
H 2mm	P1755CSB ●	P1755SSB ○
H 3mm	P1755CSC ●	P1755SSC ○



PILAR INTERFACE COM PERFIL	CÓDIGO	CÓDIGO
H 1mm	P1755CLA ●	P1755SLA ○
H 2mm	P1755CLB ●	P1755SLB ○
H 3mm	P1755CLC ●	P1755SLC ○



PILAR INTERFACE VB RC	CÓDIGO
H 1mm	PVB755A ●
H 2mm	PVB755B ●
H 3mm	PVB755C ●

LEGENDA ✪ Torx ○ Rotacional ● Antirrotacional

Cód.
755

Cone Morse 30°

UTILIZAÇÃO

» Straumann® RC 4.1



PRÓTESE **MÚLTIPLA**





MINI PILAR CÔNICO		CÓDIGO
H 1mm	Reto	800755A ○
H 2mm	Reto	800755B ○
H 3mm	Reto	800755C ○
H 4mm	Reto	800755D ○
H 5mm	Reto	800755E ○
H 6mm	Reto	800755F ○
H 2mm	17°	80755BG ●
H 3mm	17°	80755CG ●
H 4mm	17°	80755DG ●
H 3mm	30°	80755CH ●
H 4mm	30°	80755DH ●

COMPONENTES SOBRE O **MINI PILAR**



TAMPA DE PROTEÇÃO	CÓDIGO
	301005



TRANSFER MOLDEIRA ABERTA	CÓDIGO
	201005A

LEGENDA ○ Rotacional ● Antirrotacional

Cód.
755 Cone Morse 30°

UTILIZAÇÃO

» Straumann® RC 4.1





TRANSFER MOLDEIRA FECHADA	CÓDIGO
	201005B



ANÁLOGO	CÓDIGO
	101005

PROVISÓRIO



PILAR PROVISÓRIO	CÓDIGO
	401005 ◯

FUNDIÇÃO



COPING PLÁSTICO	CÓDIGO
	P601005 ◯



UCLA BASE METÁLICA	CÓDIGO
	P701005 ◯

LEGENDA ⬡ Hexagonal ◯ Rotacional

Cód.
755 Cone Morse 30°

UTILIZAÇÃO


» Straumann® RC 4.1




PROTOCOLO SOLDADO




PILAR PARA SOLDA	CÓDIGO
	401005E ◯



BARRA DE TITÂNIO (1M) Ø4MM	CÓDIGO
	T04000136



BARRA DE TITÂNIO (1M) Ø3.18MM	CÓDIGO
	T03180136



FIO DE TITÂNIO (1M) Ø0.80MM	CÓDIGO
	T00800136



PARAFUSO (ANÁLOGICO E DIGITAL)	CÓDIGO
	M14MU



PARAFUSO DINÂMICO	CÓDIGO
	M14DI

LEGENDA ⬡ Hexagonal ⬡ Dinâmica ◯ Rotacional

Cód.
755

Cone Morse 30°

UTILIZAÇÃO

» Straumann® RC 4.1



COMPONENTES **DIGITAIS**



TRANSFER DIGITAL	CÓDIGO
	D200005



ANÁLOGO DIGITAL	CÓDIGO
	D100005

PROVISÓRIO E CERÂMICA



PILAR INTERFACE	CÓDIGO
1005A	◯
1005AL	◯



PARAFUSO (ANÁLOGICO E DIGITAL)	CÓDIGO
	M14MU



PARAFUSO DINÂMICO	CÓDIGO
	M14DI

SISTEMA **OVERDENTURE**

* Componentes sobre Overdenture, consulte pág. 227



PILAR O´RING	CÓDIGO
H 2mm	900755B ◯
H 3.5mm	900755C ◯
H 5mm	900755E ◯
H 6mm	900755F ◯

LEGENDA ⬡ Hexagonal ◎ Dinâmica ◯ Rotacional

Cód.
755

Cone Morse 30°

UTILIZAÇÃO

» Straumann® RC 4.1



PRÓTESE **PARAFUSADA SRA**

Ø4.6



PILAR SRA	CÓDIGO Ø4.6
H 1mm	800756A
H 2.5mm	800756B
H 4mm	800756C

COMPONENTES SOBRE O **PILAR SRA**



TAMPA DE PROTEÇÃO	CÓDIGO
	301752



TRANSFER MOLDEIRA ABERTA (SRA)	CÓDIGO Ø4.6
	200752A



TRANSFER MOLDEIRA FECHADA (SRA)	CÓDIGO Ø4.6
	200752B



ANÁLOGO	CÓDIGO Ø4.6
	100752

Cód.
755 Cone Morse 30°

UTILIZAÇÃO

» Straumann® RC 4.1



PROVISÓRIO



PILAR PROVISÓRIO AP (SRA)	CÓDIGO Ø3.5	CÓDIGO Ø4.6
	P400751C ●	P400752C ●
	P400751S ○	P400752S ○

FUNDIÇÃO



COPING PLÁSTICO	CÓDIGO
	P600752C ●
	P600752S ○



PARAFUSO	CÓDIGO
	M14UMU

LEGENDA ✪ Torx ○ Rotacional ● Antirrotacional

MAIOR QUALIDADE E

PREVISIBILIDADE



RPCOMPONENTES.COM.BR

@RPCOMPONENTES

COMPONENTES


Desde 2006

Cód.
790

Cone Morse 14°

UTILIZAÇÃO

» Straumann® RB/WB



COMPONENTES **ANALÓGICOS**



CICATRIZADOR	CÓDIGO Ø3.8 x 2mm	CÓDIGO Ø3.8 x 4mm	CÓDIGO Ø4.5 x 2mm	CÓDIGO Ø4.5 x 4mm
H 1.5mm	30790BB	30790DB	30791BB	30791DB
H 2.5mm	30790BC	30790DC	30791BC	30791DC
H 3.5mm	30790BD	30790DD	30791BD	30791DD

PARAFUSADA DIRETA **NO IMPLANTE**



TRANSFER MOLDEIRA ABERTA	CÓDIGO
	200790A



TRANSFER MOLDEIRA FECHADA	CÓDIGO
	200790B




ANÁLOGO	CÓDIGO
	100790

Cód.
790 Cone Morse 14°

UTILIZAÇÃO

» Straumann® RB/WB




FUNDIÇÃO



UCLA BASE METÁLICA	CÓDIGO	CÓDIGO
H 1.5mm	P700790CA ●	P700790SA ○
H 2.5mm	P700790CB ●	P700790SB ○
H 3.5mm	P700790CC ●	P700790SC ○
H 4.5mm	P700790CD ●	P700790SD ○

UNITÁRIA **CIMENTADA**



PILAR DEFINITIVO	CÓDIGO
H 2.5mm	P500790B ●



PARAFUSO (ANÁLOGO E DIGITAL)	CÓDIGO
	M16HCOC

COMPONENTES **DIGITAIS**



TRANSFER DIGITAL	CÓDIGO
	D200790



ANÁLOGO DIGITAL	CÓDIGO
	D100790


LEGENDA ✪ Torx ○ Rotacional ● Antirrotacional

Cód.
790


Cone Morse 14°

UTILIZAÇÃO


» Straumann® RB/WB



PROVISÓRIO E CERÂMICA



PILAR INTERFACE SEM PERFIL	CÓDIGO	CÓDIGO
H 0.7mm	P1790CSA ●	P1790SSA ○
H 1.5mm	P1790CSB ●	P1790SSB ○
H 2.5mm	P1790CSC ●	P1790SSC ○
H 3.5mm	P1790CSD ●	P1790SSD ○



PILAR INTERFACE COM PERFIL	CÓDIGO	CÓDIGO
H 0.7mm	P1790CLA ●	P1790SLA ○
H 1.5mm	P1790CLB ●	P1790SLB ○
H 2.5mm	P1790CLC ●	P1790SLC ○
H 3.5mm	P1790CLD ●	P1790SLD ○

PRÓTESE **MÚLTIPLA**



MINI PILAR CÔNICO		CÓDIGO
H 1.5mm	Reto	800790A ○
H 2.5mm	Reto	800790B ○
H 3.5mm	Reto	800790C ○
H 4.5mm	Reto	800790D ○
H 5.5mm	Reto	800790E ○
H 6.5mm	Reto	800790F ○


LEGENDA ✪ Torx ○ Rotacional ● Antirrotacional

Cód.
790

Cone Morse 14°

UTILIZAÇÃO

» Straumann® RB/WB



COMPONENTES SOBRE O **MINI PILAR**



TAMPA DE PROTEÇÃO	CÓDIGO
	301005



TRANSFER MOLDEIRA ABERTA	CÓDIGO
	201005A



TRANSFER MOLDEIRA FECHADA	CÓDIGO
	201005B



ANÁLOGO	CÓDIGO
	101005

PROVISÓRIO




PILAR PROVISÓRIO	CÓDIGO
	401005 ◯

LEGENDA ⬡ Hexagonal ◯ Rotacional

Cód.
790 Cone Morse 14°

UTILIZAÇÃO

» Straumann® RB/WB



FUNDIÇÃO



COPING PLÁSTICO	CÓDIGO
	P601005 ◯




UCLA BASE METÁLICA	CÓDIGO
	P701005 ◯


PROTOCOLO SOLDADO




PILAR PARA SOLDA	CÓDIGO
	401005E ◯



BARRA DE TITÂNIO (1M) Ø4MM	CÓDIGO
	T04000136



BARRA DE TITÂNIO (1M) Ø3.18MM	CÓDIGO
	T03180136




FIO DE TITÂNIO (1M) Ø0.80MM	CÓDIGO
	T00800136

LEGENDA ⬡ Hexagonal ◯ Rotacional

Cód.
790 Cone Morse 14°

UTILIZAÇÃO

» Straumann® RB/WB





PARAFUSO (ANÁLOGICO E DIGITAL)	CÓDIGO
	M14MU



PARAFUSO DINÂMICO	CÓDIGO
	M14DI

COMPONENTES **DIGITAIS**



TRANSFER DIGITAL	CÓDIGO
	D200005



ANÁLOGO DIGITAL	CÓDIGO
	D100005

PROVISÓRIO E CERÂMICA



PILAR INTERFACE	CÓDIGO
	1005A ○
	1005AL ○



PARAFUSO (ANÁLOGICO E DIGITAL)	CÓDIGO
	M14MU



PARAFUSO DINÂMICO	CÓDIGO
	M14DI


LEGENDA ⬡ Hexagonal ⬡ Dinâmica ○ Rotacional

Cód.
790

Cone Morse 14°

UTILIZAÇÃO

» Straumann® RB/WB



PRÓTESE **PARAFUSADA SRA**

Ø4.6



PILAR SRA	CÓDIGO
H 1.5mm	800791A ◯
H 2.5mm	800791B ◯
H 3.5mm	800791C ◯
H 4.5mm	800791D ◯

COMPONENTES SOBRE O **PILAR SRA**



TAMPA DE PROTEÇÃO	CÓDIGO
	301752



	CÓDIGO
TRANSFER MOLDEIRA ABERTA (SRA)	Ø4.6
	200752A




	CÓDIGO
TRANSFER MOLDEIRA FECHADA (SRA)	Ø4.6
	200752B

LEGENDA ◯ Rotacional

Cód.
790 Cone Morse 14°

UTILIZAÇÃO

» Straumann® RB/WB



Ø4.6



ANÁLOGO AP (SRA)	CÓDIGO Ø4.6
	100752

PROVISÓRIO



PILAR PROVISÓRIO AP (SRA)	CÓDIGO Ø4.6
	P400752C ◓
	P400752S ○

FUNDIÇÃO



COPING PLÁSTICO	CÓDIGO Ø4.6
	P600752C ◓
	P600752S ○



PARAFUSO
M14UMU

LEGENDA ✪ Torx ○ Rotacional ◓ Antirrotacional

LINHA COMPLETA

FLUXO DIGITAL



RPCOMPONENTES.COM.BR

@RPCOMPONENTES

COMPONENTES

Desde 2006

Cód.
730

Cone Morse 14°

UTILIZAÇÃO

» Straumann® RN



COMPONENTES **ANALÓGICOS**



TAMPA DE PROTEÇÃO	CÓDIGO
	301730



CICATRIZADOR	CÓDIGO
H 2mm	300730B
H 3mm	300730C
H 4.5mm	300730D
H 6mm	300730F

PARAFUSADA DIRETA **NO IMPLANTE**



TRANSFER MOLDEIRA ABERTA	CÓDIGO
	200730A



TRANSFER MOLDEIRA FECHADA	CÓDIGO
	200730B

Cód.
730 Cone Morse 14°

UTILIZAÇÃO


» Straumann® RN






ANÁLOGO	CÓDIGO
	100730

PROVISÓRIO



PILAR PROVISÓRIO	CÓDIGO	CÓDIGO
	P400730C ⬢	P400730S ○

FUNDIÇÃO



UCLA BASE METÁLICA	CÓDIGO	CÓDIGO
	P700730C ⬢	P700730S ○



PARAFUSO (ANÁLOGO E DIGITAL)	CÓDIGO
	M20TRN

LEGENDA ✪ Torx ○ Rotacional ⬢ Antirrotacional

Cód.
730

Cone Morse 14°

UTILIZAÇÃO

» Straumann® RN



COMPONENTES **DIGITAIS**




TRANSFER DIGITAL	CÓDIGO
	D200730



ANÁLOGO DIGITAL	CÓDIGO
	D100730

PROVISÓRIO E CERÂMICA



PILAR INTERFACE COM PERFIL	CÓDIGO	CÓDIGO
H 1mm	P1730CLA ⬢	P1730SLA ○



PILAR INTERFACE VB RN	CÓDIGO
H 1mm	PVB730A ⬢



PARAFUSO INTERFACE VB RN	CÓDIGO
	M20TRNZ

LEGENDA ✪ Torx ○ Rotacional ⬢ Antirrotacional

Cód.
730

Cone Morse 14°


UTILIZAÇÃO

» Straumann® RN



PRÓTESE **MÚLTIPLA**





MINI PILAR CÔNICO		CÓDIGO
H 1mm	Reto	800730A ○
H 2mm	Reto	800730B ○
H 3mm	Reto	800730C ○
H 4mm	Reto	800730D ○
H 1.5mm	17°	80730BG ⬢
H 2.5mm	17°	80730CG ⬢
H 3.5mm	17°	80730DG ⬢
H 2.5mm	30°	80730CH ⬢
H 3.5mm	30°	80730DH ⬢

COMPONENTES SOBRE O **MINI PILAR**



TAMPA DE PROTEÇÃO	CÓDIGO
	301005



TRANSFER MOLDEIRA ABERTA	CÓDIGO
	201005A

LEGENDA ○ Rotacional ⬢ Antirrotacional

Cód.
730

Cone Morse 14°

UTILIZAÇÃO

» Straumann® RN





TRANSFER MOLDEIRA FECHADA	CÓDIGO
	201005B



ANÁLOGO	CÓDIGO
	101005

PROVISÓRIO



PILAR PROVISÓRIO	CÓDIGO
	401005 ◯

FUNDIÇÃO



COPING PLÁSTICO	CÓDIGO
	P601005 ◯



UCLA BASE METÁLICA	CÓDIGO
	P701005 ◯

LEGENDA ⬡ Hexagonal ◯ Rotacional

Cód.
730 Cone Morse 14°

UTILIZAÇÃO


» Straumann® RN




PROTOCOLO SOLDADO




PILAR PARA SOLDA	CÓDIGO
	401005E ◯



BARRA DE TITÂNIO (1M) Ø4MM	CÓDIGO
	T04000136



BARRA DE TITÂNIO (1M) Ø3.18MM	CÓDIGO
	T03180136



FIO DE TITÂNIO (1M) Ø0.80MM	CÓDIGO
	T00800136



PARAFUSO (ANÁLOGICO E DIGITAL)	CÓDIGO
	M14MU



PARAFUSO DINÂMICO	CÓDIGO
	M14DI

LEGENDA ⬡ Hexagonal ⬡ Dinâmica ◯ Rotacional

Cód.
730

Cone Morse 14°

UTILIZAÇÃO

» Straumann® RN



COMPONENTES **DIGITAIS**



TRANSFER DIGITAL	CÓDIGO
	D200005



ANÁLOGO DIGITAL	CÓDIGO
	D100005

PROVISÓRIO E CERÂMICA



PILAR INTERFACE	CÓDIGO
	1005A ○
	1005AL ○



PARAFUSO (ANÁLOGICO E DIGITAL)	CÓDIGO
	M14MU



PARAFUSO DINÂMICO	CÓDIGO
	M14DI

SISTEMA **OVERDENTURE**

* Componentes sobre Overdenture, consulte pág. 227



PILAR O´RING	CÓDIGO
H 2mm	900730B ○
H 3mm	900730C ○
H 4.5mm	900730D ○
H 6mm	900730F ○

LEGENDA ⬡ Hexagonal ⬡ Dinâmica ○ Rotacional

Cód.
730

Cone Morse 14°

UTILIZAÇÃO

» Straumann® RN



PRÓTESE **PARAFUSADA SYNOCTA®**



PILAR SYNOCTA®	CÓDIGO
	80730AP



TAMPA DE PROTEÇÃO	CÓDIGO
	301731



TRANSFER MOLDEIRA ABERTA	CÓDIGO
	200731A



TRANSFER MOLDEIRA FECHADA	CÓDIGO
	200731B



ANÁLOGO SYNOCTA®	CÓDIGO
	100730AP

Cód.
730 Cone Morse 14°

UTILIZAÇÃO

» Straumann® RN



PROVISÓRIO



PILAR PROVISÓRIO	CÓDIGO	CÓDIGO
	P400731C ●	P400731S ○

FUNDIÇÃO



COPING PLÁSTICO	CÓDIGO	CÓDIGO
	P60730CAP ●	P60730SAP ○



UCLA BASE METÁLICA SYNOCTA®	CÓDIGO	CÓDIGO
	P700731C ●	P700731S ○



PARAFUSO	CÓDIGO
	M20TST

LEGENDA ✪ Torx ○ Rotacional ● Antirrotacional

A MAIOR DIVERSIDADE DE **COMPONENTES** PARA **PRÓTESES** SOBRE IMPLANTES **DO PAÍS**



RPCOMPONENTES.COM.BR

@RPCOMPONENTES

COMPONENTES


Desde 2006

Cód.
319

Cone Morse 24°

UTILIZAÇÃO

» Nobel Biocare® CC



COMPONENTES **ANALÓGICOS**



TAMPA DE PROTEÇÃO	CÓDIGO
	301319



CICATRIZADOR	CÓDIGO Ø3.2	CÓDIGO Ø3.8
H 2mm	300318B	300319B
H 3mm	300318C	300319C
H 4mm	300318D	300319D
H 5mm	300318E	300319E
H 6mm	300318F	300319F

PARAFUSADA DIRETA **NO IMPLANTE**



TRANSFER MOLDEIRA ABERTA	CÓDIGO
	200319A




TRANSFER MOLDEIRA FECHADA	CÓDIGO
	200319B

Cód.
319

Cone Morse 24°

UTILIZAÇÃO

» Nobel Biocare® CC





ANÁLOGO	CÓDIGO
	100319

FUNDIÇÃO



UCLA BASE METÁLICA	CÓDIGO	CÓDIGO
	P700319C ◉	P700319S ○



PARAFUSO (ANÁLOGO E DIGITAL)	CÓDIGO
	M14UEB

LEGENDA ⬡ Hexagonal ○ Rotacional ⬢ Antirrotacional

SOLUÇÕES PARA

PRÓTESE SOBRE IMPLANTE



RPCOMPONENTES.COM.BR

@RPCOMPONENTES

COMPONENTES

Desde 2006

Cód.
705


Cone Morse 24°

UTILIZAÇÃO

» Nobel Biocare® NP
» Conexão® Flash / Torq
» Derig® CMH



COMPONENTES **ANALÓGICOS**



CICATRIZADOR	CÓDIGO Ø3.6	CÓDIGO Ø4.5
H0.8mm	300700A	300705A
H1.5mm	300700B	300705B
H2.5mm	300700C	300705C
H3.5mm	300700D	300705D
H4.5mm	300700E	300705E
H5.5mm	300700F	300705F

PARAFUSADA DIRETA **NO IMPLANTE**



TRANSFER MOLDEIRA ABERTA	CÓDIGO
	200705A



TRANSFER MOLDEIRA FECHADA	CÓDIGO
	200705B



ANÁLOGO	CÓDIGO
	100705

Cód.
705

Cone Morse 24°

UTILIZAÇÃO

» Nobel Biocare® NP
» Conexão® Flash / Torq
» Derig® CMH



PROVISÓRIO



PILAR PROVISÓRIO	CÓDIGO	CÓDIGO
H 1.5mm	P400705CB ⬢	P400705SB ○
H 2.5mm	P400705CC ⬢	P400705SC ○
H 3.5mm	P400705CD ⬢	P400705SD ○
H 4.5mm	P400705CE ⬢	P400705SE ○

FUNDIÇÃO



UCLA BASE METÁLICA	CÓDIGO	CÓDIGO
H 1.5mm	P700705CB ⬢	P700705SB ○
H 2.5mm	P700705CC ⬢	P700705SC ○
H 3.5mm	P700705CD ⬢	P700705SD ○
H 4.5mm	P700705CE ⬢	P700705SE ○

UNITÁRIA **CIMENTADA**



PILAR DEFINITIVO	CÓDIGO
H 1.5mm	P500705A ⬢
H 2.5mm	P500705B ⬢
H 3.5mm	P500705C ⬢
H 4.5mm	P500705D ⬢



PARAFUSO (ANÁLOGO E DIGITAL)	CÓDIGO
	M16HCN

LEGENDA ⬡ Hexagonal ○ Rotacional ⬢ Antirrotacional

Cód.
705 Cone Morse 24°

UTILIZAÇÃO

» Nobel Biocare® NP
» Conexão® Flash / Torq
» Derig® CMH



COMPONENTES **DIGITAIS**




TRANSFER DIGITAL	CÓDIGO
	D200705



ANÁLOGO DIGITAL	CÓDIGO
	D100705

PROVISÓRIO E CERÂMICA



PILAR INTERFACE SEM PERFIL	CÓDIGO	CÓDIGO
H 1.5mm	P1705CSB ⬢	P1705SSB ○
H 2.5mm	P1705CSC ⬢	P1705SSC ○
H 3.5mm	P1705CSD ⬢	P1705SSD ○



PILAR INTERFACE COM PERFIL	CÓDIGO	CÓDIGO
H 1.5mm	P1705CLB ⬢	P1705SLB ○
H 2.5mm	P1705CLC ⬢	P1705SLC ○
H 3.5mm	P1705CLD ⬢	P1705SLD ○

LEGENDA ⬡ Hexagonal ○ Rotacional ⬢ Antirrotacional

Cód.
705

Cone Morse 24°

UTILIZAÇÃO

» Nobel Biocare® NP
» Conexão® Flash / Torq
» Derig® CMH



PRÓTESE **MÚLTIPLA**



MINI PILAR CÔNICO		CÓDIGO
H 0.8mm	Reto	800705A ○
H 1.5mm	Reto	800705B ○
H 2.5mm	Reto	800705C ○
H 3.5mm	Reto	800705D ○
H 4.5mm	Reto	800705E ○
H 5.5mm	Reto	800705F ○
H 2.5mm	17°	80705CG ●
H 3.5mm	17°	80705DG ●
H 3.5mm	30°	80705DH ●
H 4.5mm	30°	80705EH ●

COMPONENTES SOBRE O **MINI PILAR**



TAMPA DE PROTEÇÃO	CÓDIGO
	301005



TRANSFER MOLDEIRA ABERTA	CÓDIGO
	201005A



TRANSFER MOLDEIRA FECHADA	CÓDIGO
	201005B

LEGENDA ○ Rotacional ● Antirrotacional

Cód.
705 Cone Morse 24°

UTILIZAÇÃO

» Nobel Biocare® NP
» Conexão® Flash / Torq
» Derig® CMH





ANÁLOGO	CÓDIGO
	101005

PROVISÓRIO



PILAR PROVISÓRIO	CÓDIGO
	401005 ◯

FUNDIÇÃO



COPING PLÁSTICO	CÓDIGO
	P601005 ◯




UCLA BASE METÁLICA	CÓDIGO
	P701005 ◯

PROTOCOLO SOLDADO



PILAR PARA SOLDA	CÓDIGO
	401005E ◯



BARRA DE TITÂNIO (1M) Ø4MM	CÓDIGO
	T04000136

LEGENDA ⬡ Hexagonal ◯ Rotacional


Cód.
705

Cone Morse 24°


UTILIZAÇÃO

» Nobel Biocare® NP
» Conexão® Flash / Torq
» Derig® CMH





BARRA DE TITÂNIO (1M) Ø3.18MM	CÓDIGO
	T03180136



FIO DE TITÂNIO (1M) Ø0.80MM	CÓDIGO
	T00800136



PARAFUSO (ANÁLOGICO E DIGITAL)	CÓDIGO
	M14MU



PARAFUSO DINÂMICO	CÓDIGO
	M14DI

COMPONENTES **DIGITAIS**



TRANSFER DIGITAL	CÓDIGO
	D200005



ANÁLOGO DIGITAL	CÓDIGO
	D100005

LEGENDA Hexagonal Dinâmica

Cód.
705 Cone Morse 24°

UTILIZAÇÃO

» Nobel Biocare® NP
» Conexão® Flash / Torq
» Derig® CMH



PROVISÓRIO E CERÂMICA



PILAR INTERFACE	CÓDIGO
	1005A ◯
	1005AL ◯



PARAFUSO (ANÁLOGICO E DIGITAL)	CÓDIGO
	M14MU



PARAFUSO DINÂMICO	CÓDIGO
	M14DI

SISTEMA **OVERDENTURE**

* Componentes sobre Overdenture, consulte pág. 227



PILAR O´RING	CÓDIGO
H 0.8mm	900705A ◯
H 1.5mm	900705B ◯
H 2.5mm	900705C ◯
H 3.5mm	900705D ◯
H 4.5mm	900705E ◯
H 5.5mm	900705F ◯

LEGENDA ⬡ Hexagonal ⬡ Dinâmica ◯ Rotacional

MAIOR QUALIDADE E

PREVISIBILIDADE



RPCOMPONENTES.COM.BR

@RPCOMPONENTES

COMPONENTES


Desde 2006

Cód.
321

Cone Morse 24°

UTILIZAÇÃO

» Nobel Biocare® RP



COMPONENTES **ANALÓGICOS**



TAMPA DE PROTEÇÃO	CÓDIGO
	301321



CICATRIZADOR	CÓDIGO Ø3.6	CÓDIGO Ø5.0
H 2mm	300321B	300322B
H 3mm	300321C	300322C
H 4mm	300321D	300322D
H 5mm	300321E	300322E
H 6mm	300321F	300322F

PARAFUSADA DIRETA **NO IMPLANTE**



TRANSFER MOLDEIRA ABERTA	CÓDIGO
	200321A



TRANSFER MOLDEIRA FECHADA	CÓDIGO
	200321B




ANÁLOGO	CÓDIGO
	100321

Cód.
321


Cone Morse 24°

UTILIZAÇÃO

» Nobel Biocare® RP




PROVISÓRIO



PILAR PROVISÓRIO	CÓDIGO	CÓDIGO
H 0.8mm	P40321CA ⬢	P40321SA ○
H 1.5mm	P40321CB ⬢	P40321SB ○
H 2.5mm	P40321CC ⬢	P40321SC ○
H 3.5mm	P40321CD ⬢	P40321SD ○

FUNDIÇÃO



UCLA BASE METÁLICA	CÓDIGO	CÓDIGO
H 0.8mm	P700321C ⬢	P700321S ○
H 1.5mm	P700321CB ⬢	P700321SB ○
H 2.5mm	P700321CC ⬢	P700321SC ○
H 3.5mm	P700321CD ⬢	P700321SD ○

UNITÁRIA **CIMENTADA**



PILAR DEFINITIVO	CÓDIGO
H 0.8mm	P500321A ⬢
H 1.5mm	P500321B ⬢
H 2.5mm	P500321C ⬢
H 3.5mm	P500321D ⬢



PARAFUSO (ANALÓGICO E DIGITAL)	CÓDIGO
	M20HEB


LEGENDA ⬡ Hexagonal ○ Rotacional ⬢ Antirrotacional

Cód.
321

Cone Morse 24°

UTILIZAÇÃO

» Nobel Biocare® RP



COMPONENTES **DIGITAIS**




TRANSFER DIGITAL	CÓDIGO
	D200321



ANÁLOGO DIGITAL	CÓDIGO
	D100321

PROVISÓRIO E CERÂMICA



PILAR INTERFACE SEM PERFIL	CÓDIGO	CÓDIGO
H 1.5mm	P1321CSB	P1321SSB
H 2.5mm	P1321CSC	P1321SSC
H 3.5mm	P1321CSD	P1321SSD



PILAR INTERFACE COM PERFIL	CÓDIGO	CÓDIGO
H 1.5mm	P1321CLB	P1321SLB
H 2.5mm	P1321CLC	P1321SLC
H 3.5mm	P1321CLD	P1321SLD


LEGENDA Hexagonal · Rotacional · Antirrotacional

Cód.
321

Cone Morse 24°

UTILIZAÇÃO

» Nobel Biocare® RP



PRÓTESE **MÚLTIPLA**



MINI PILAR CÔNICO		CÓDIGO	
H 0.8mm	Reto	800321A	○
H 1.5mm	Reto	800321B	○
H 2.5mm	Reto	800321C	○
H 3.5mm	Reto	800321D	○
H 4.5mm	Reto	800321E	○
H 5.5mm	Reto	800321F	○
H 2.5mm	17°	80321CG	●
H 3.5mm	17°	80321DG	●
H 3.5mm	30°	80321DH	●
H 4.5mm	30°	80321EH	●

COMPONENTES SOBRE O **MINI PILAR**



TAMPA DE PROTEÇÃO	CÓDIGO
	301005




TRANSFER MOLDEIRA ABERTA	CÓDIGO
	201005A

LEGENDA ○ Rotacional ● Antirrotacional

Cód.
321 Cone Morse 24°

UTILIZAÇÃO

» Nobel Biocare® RP





TRANSFER MOLDEIRA FECHADA	CÓDIGO
	201005B



ANÁLOGO	CÓDIGO
	101005

PROVISÓRIO



PILAR PROVISÓRIO	CÓDIGO
	401005 ◯

FUNDIÇÃO



COPING PLÁSTICO	CÓDIGO
	P601005 ◯



UCLA BASE METÁLICA	CÓDIGO
	P701005 ◯


LEGENDA ⬡ Hexagonal ◯ Rotacional

Cód.
321

Cone Morse 24°

UTILIZAÇÃO


» Nobel Biocare® RP




PROTOCOLO SOLDADO




PILAR PARA SOLDA	CÓDIGO
	401005E ◯



BARRA DE TITÂNIO (1M) Ø4MM	CÓDIGO
	T04000136



BARRA DE TITÂNIO (1M) Ø3.18MM	CÓDIGO
	T03180136



FIO DE TITÂNIO (1M) Ø0.80MM	CÓDIGO
	T00800136



PARAFUSO (ANÁLOGICO E DIGITAL)	CÓDIGO
	M14MU



PARAFUSO DINÂMICO	CÓDIGO
	M14DI


LEGENDA ⬡ Hexagonal ⬡ Dinâmica ◯ Rotacional

Cód.
321

Cone Morse 24°

UTILIZAÇÃO

» Nobel Biocare® RP



COMPONENTES **DIGITAIS**



TRANSFER DIGITAL	CÓDIGO
	D200005



ANÁLOGO DIGITAL	CÓDIGO
	D100005

PROVISÓRIO E CERÂMICA



PILAR INTERFACE	CÓDIGO
	1005A ◯
	1005AL ◯



PARAFUSO (ANÁLOGICO E DIGITAL)	CÓDIGO
	M14MU



PARAFUSO DINÂMICO	CÓDIGO
	M14DI

LEGENDA ⬡ Hexagonal ⬡ Dinâmica ◯ Rotacional

LINHA COMPLETA

FLUXO DIGITAL



RPCOMPONENTES.COM.BR

@RPCOMPONENTES

COMPONENTES


Desde 2006

Cód.
701

Cone Morse 22°

UTILIZAÇÃO

» Titanium Fix®
» Signo Vinces® Infra / Compact / Duocon
» Astra Tech®



COMPONENTES **ANALÓGICOS**



CICATRIZADOR	CÓDIGO
H 2mm	300701B
H 3mm	300701C
H 4mm	300701D
H 5mm	300701E
H 6mm	300701F

PARAFUSADA DIRETA **NO IMPLANTE**



TRANSFER MOLDEIRA ABERTA	CÓDIGO
	200701A



TRANSFER MOLDEIRA FECHADA	CÓDIGO
	200701B




ANÁLOGO	CÓDIGO
	100701

Cód.
701


Cone Morse 22°

UTILIZAÇÃO

» Titanium Fix®
» Signo Vinces® Infra / Compact / Duocon
» Astra Tech®




PROVISÓRIO



PILAR PROVISÓRIO	CÓDIGO	CÓDIGO
H 1mm	P400701CA ●	P400701SA ○
H 2mm	P400701CB ●	P400701SB ○
H 3mm	P400701CC ●	P400701SC ○
H 4mm	P400701CD ●	P400701SD ○

FUNDIÇÃO



UCLA BASE METÁLICA	CÓDIGO	CÓDIGO
H 1mm	P700701CA ●	P700701SA ○
H 2mm	P700701CB ●	P700701SB ○
H 3mm	P700701CC ●	P700701SC ○
H 4mm	P700701CD ●	P700701SD ○

UNITÁRIA **CIMENTADA**



PILAR DEFINITIVO	CÓDIGO
H 1mm	P500701A ●
H 2mm	P500701B ●
H 3mm	P500701C ●
H 4mm	P500701D ●




PARAFUSO (ANÁLOGO E DIGITAL)	CÓDIGO
	M16HAT

LEGENDA ⬡ Hexagonal ○ Rotacional ● Antirrotacional

Cód.
701 Cone Morse 22°

UTILIZAÇÃO

» Titanium Fix®
» Signo Vinces® Infra / Compact / Duocon
» Astra Tech®



COMPONENTES **DIGITAIS**




TRANSFER DIGITAL	CÓDIGO
	D200701




ANÁLOGO DIGITAL	CÓDIGO
	D100701

PROVISÓRIO E CERÂMICA



PILAR INTERFACE SEM PERFIL	CÓDIGO	CÓDIGO
H 1mm	P1701CSB ◉	P1701SSB ○
H 2mm	P1701CSC ◉	P1701SSC ○
H 3mm	P1701CSD ◉	P1701SSD ○



PILAR INTERFACE COM PERFIL	CÓDIGO	CÓDIGO
H 1mm	P1701CLB ◉	P1701SLB ○
H 2mm	P1701CLC ◉	P1701SLC ○
H 3mm	P1701CLD ◉	P1701SLD ○


LEGENDA ⬡ Hexagonal ○ Rotacional ◉ Antirrotacional

Cód.
701

Cone Morse 22°

UTILIZAÇÃO

» Titanium Fix®
» Signo Vinces® Infra / Compact / Duocon
» Astra Tech®



PRÓTESE **MÚLTIPLA**



MINI PILAR CÔNICO		CÓDIGO
H 1mm	Reto	800701A ○
H 2mm	Reto	800701B ○
H 3mm	Reto	800701C ○
H 4mm	Reto	800701D ○
H 5mm	Reto	800701E ○
H 6mm	Reto	800701F ○

COMPONENTES SOBRE O **MINI PILAR**



TAMPA DE PROTEÇÃO	CÓDIGO
	301005



TRANSFER MOLDEIRA ABERTA	CÓDIGO
	201005A



TRANSFER MOLDEIRA FECHADA	CÓDIGO
	201005B




ANÁLOGO	CÓDIGO
	101005

LEGENDA ○ Rotacional

Cód.
701 Cone Morse 22°

UTILIZAÇÃO

» Titanium Fix®
» Signo Vinces® Infra / Compact / Duocon
» Astra Tech®



PROVISÓRIO



PILAR PROVISÓRIO	CÓDIGO
	401005 ◯

FUNDIÇÃO



COPING PLÁSTICO	CÓDIGO
	P601005 ◯




UCLA BASE METÁLICA	CÓDIGO
	P701005 ◯


PROTOCOLO SOLDADO



PILAR PARA SOLDA	CÓDIGO
	401005E ◯



BARRA DE TITÂNIO (1M) Ø4MM	CÓDIGO
	T04000136



BARRA DE TITÂNIO (1M) Ø3.18MM	CÓDIGO
	T03180136

LEGENDA ⬡ Hexagonal ◯ Rotacional


Cód.
701

Cone Morse 22°

UTILIZAÇÃO

» Titanium Fix®
» Signo Vinces® Infra / Compact / Duocon
» Astra Tech®





FIO DE TITÂNIO (1M) Ø0.80MM	CÓDIGO
	T00800136



PARAFUSO (ANÁLOGICO E DIGITAL)	CÓDIGO
	M14MU



PARAFUSO DINÂMICO	CÓDIGO
	M14DI

COMPONENTES **DIGITAIS**



TRANSFER DIGITAL	CÓDIGO
	D200005



ANÁLOGO DIGITAL	CÓDIGO
	D100005

PROVISÓRIO E CERÂMICA



PILAR INTERFACE	CÓDIGO
	1005A ◯
	1005AL ◯



PARAFUSO (ANÁLOGICO E DIGITAL)	CÓDIGO
	M14MU



PARAFUSO DINÂMICO	CÓDIGO
	M14DI

LEGENDA ⬡ Hexagonal ⬡ Dinâmica ◯ Rotacional

A MAIOR DIVERSIDADE DE **COMPONENTES** PARA **PRÓTESES** SOBRE IMPLANTES **DO PAÍS**



RPCOMPONENTES.COM.BR

@RPCOMPONENTES

COMPONENTES

Desde 2006

Cód.
716

Cone Morse 10°

UTILIZAÇÃO

» Medens®
» Bio®
» Systhex® Attract



COMPONENTES **ANALÓGICOS**



CICATRIZADOR	CÓDIGO
H 0.7mm	300716A
H 1.5mm	300716B
H 3.0mm	300716C
H 4.5mm	300716D
H 6.0mm	300716E

PARAFUSADA DIRETA **NO IMPLANTE**



TRANSFER MOLDEIRA ABERTA	CÓDIGO
	200716A



TRANSFER MOLDEIRA FECHADA	CÓDIGO
	200716B

Cód.
716

Cone Morse 10°

UTILIZAÇÃO

» Medens®
» Bio®
» Systhex® Attract



PARAFUSADA DIRETA **NO IMPLANTE**



ANÁLOGO	CÓDIGO
	100716

PROVISÓRIO



PILAR PROVISÓRIO	CÓDIGO ⬢	CÓDIGO ◯
H 0.7mm	P400716CA	P400716SA
H 1.5mm	P400716CB	P400716SB
H 3.0mm	P400716CC	P400716SC
H 4.5mm	P400716CD	P400716SD
H 6.0mm	P400716CE	P400716SE

FUNDIÇÃO



UCLA BASE METÁLICA	CÓDIGO ⬢	CÓDIGO ◯
H 0.7mm	P700716CA	P700716SA
H 1.5mm	P700716CB	P700716SB
H 3.0mm	P700716CC	P700716SC
H 4.5mm	P700716CD	P700716SD
H 6.0mm	P700716CE	P700716SE



PARAFUSO (ANÁLOGO E DIGITAL)	CÓDIGO
	M16HMD

LEGENDA ⬡ Hexagonal ◯ Rotacional ⬢ Antirrotacional

Cód.
716

Cone Morse 10°

UTILIZAÇÃO

» Medens®
» Bio®
» Systhex® Attract



COMPONENTES **DIGITAIS**




TRANSFER DIGITAL	CÓDIGO
	D200716




ANÁLOGO DIGITAL	CÓDIGO
	D100716

PROVISÓRIO E CERÂMICA



PILAR INTERFACE SEM PERFIL	CÓDIGO	CÓDIGO
H 0.7mm	P1716CSA ⬢	P1716SSA ○
H 1.5mm	P1716CSB ⬢	P1716SSB ○
H 3.0mm	P1716CSC ⬢	P1716SSC ○
H 4.5mm	P1716CSD ⬢	P1716SSD ○



PILAR INTERFACE COM PERFIL	CÓDIGO	CÓDIGO
H 0.7mm	P1716CLA ⬢	P1716SLA ○
H 1.5mm	P1716CLB ⬢	P1716SLB ○
H 3.0mm	P1716CLC ⬢	P1716SLC ○
H 4.5mm	P1716CLD ⬢	P1716SLD ○

LEGENDA ⬡ Hexagonal ○ Rotacional ⬢ Antirrotacional

Cód.
716

Cone Morse 10°

UTILIZAÇÃO

» Medens®
» Bio®
» Systhex® Attract



PRÓTESE **MÚLTIPLA**



MINI PILAR CÔNICO		CÓDIGO
H 0.7mm	Reto	800716A ◯
H 1.5mm	Reto	800716B ◯
H 3.0mm	Reto	800716C ◯
H 4.5mm	Reto	800716D ◯
H 6.0mm	Reto	800716E ◯

COMPONENTES SOBRE O **MINI PILAR**



TAMPA DE PROTEÇÃO	CÓDIGO
	301005



TRANSFER MOLDEIRA ABERTA	CÓDIGO
	201005A



TRANSFER MOLDEIRA FECHADA	CÓDIGO
	201005B



ANÁLOGO	CÓDIGO
	101005

LEGENDA ◯ Rotacional

Cód.
716

Cone Morse 10°

UTILIZAÇÃO

» Medens®
» Bio®
» Systhex® Attract



PROVISÓRIO



PILAR PROVISÓRIO	CÓDIGO
	401005 ◯

FUNDIÇÃO



COPING PLÁSTICO	CÓDIGO
	P601005 ◯




UCLA BASE METÁLICA	CÓDIGO
	P701005 ◯

PROTOCOLO SOLDADO



PILAR PARA SOLDA	CÓDIGO
	401005E ◯



BARRA DE TITÂNIO (1M) Ø4MM	CÓDIGO
	T04000136

LEGENDA ⬡ Hexagonal ◯ Rotacional


Cód.
716

Cone Morse 10°


UTILIZAÇÃO

» Medens®
» Bio®
» Systhex® Attract





BARRA DE TITÂNIO (1M) Ø3.18MM	CÓDIGO
	T03180136



FIO DE TITÂNIO (1M) Ø0.80MM	CÓDIGO
	T00800136



PARAFUSO (ANÁLOGICO E DIGITAL)	CÓDIGO
	M14MU



PARAFUSO DINÂMICO	CÓDIGO
	M14DI

COMPONENTES **DIGITAIS**



TRANSFER DIGITAL	CÓDIGO
	D200005



ANÁLOGO DIGITAL	CÓDIGO
	D100005

LEGENDA Hexagonal Dinâmica

Cód.
716

Cone Morse 10°

UTILIZAÇÃO

» Medens®
» Bio®
» Systhex® Attract



PROVISÓRIO E CERÂMICA



PILAR INTERFACE	CÓDIGO
	1005A ◯
	1005AL ◯



PARAFUSO (ANÁLOGICO E DIGITAL)	CÓDIGO
	M14MU



PARAFUSO DINÂMICO	CÓDIGO
	M14DI

SISTEMA **OVERDENTURE**

* Componentes sobre Overdenture, consulte pág. 227



PILAR O´RING	CÓDIGO
H 0.7mm	900716A ◯
H 1.5mm	900716B ◯
H 3.0mm	900716C ◯
H 4.5mm	900716D ◯
H 6.0mm	900716E ◯

LEGENDA ⬡ Hexagonal ⬡ Dinâmica ◯ Rotacional

SOLUÇÕES PARA

PRÓTESE SOBRE IMPLANTE



RPCOMPONENTES.COM.BR

@RPCOMPONENTES

COMPONENTES


Desde 2006

Cód.
702

Cone Morse 22°

UTILIZAÇÃO

» Osstem



COMPONENTES **ANALÓGICOS**



CICATRIZADOR	CÓDIGO
H 2mm	300702B
H 3mm	300702C
H 4mm	300702D
H 5mm	300702E
H 6mm	300702F

PARAFUSADA DIRETA **NO IMPLANTE**



TRANSFER MOLDEIRA ABERTA	CÓDIGO
	200702A



TRANSFER MOLDEIRA FECHADA	CÓDIGO
	200702B




ANÁLOGO	CÓDIGO
	100702


Cód.
702 Cone Morse 22°

UTILIZAÇÃO

» Osstem




PROVISÓRIO



PILAR PROVISÓRIO	CÓDIGO	CÓDIGO
H 1.0mm	400702C ⬢	400702S ○

FUNDIÇÃO



UCLA BASE METÁLICA	CÓDIGO	CÓDIGO
H 1.0mm	700702C ⬢	700702S ○



PARAFUSO (ANALÓGICO E DIGITAL)	CÓDIGO
	M20HAT

PRÓTESE **MÚLTIPLA**



MINI PILAR CÔNICO		CÓDIGO
H 1mm	Reto	800702A ○
H 2mm	Reto	800702B ○
H 3mm	Reto	800702C ○
H 4mm	Reto	800702D ○
H 5mm	Reto	800702E ○
H 6mm	Reto	800702F ○


LEGENDA ⬡ Hexagonal ○ Rotacional ⬢ Antirrotacional

Cód.
702

Cone Morse 22°

UTILIZAÇÃO

» Osstem



COMPONENTES SOBRE O **MINI PILAR**



TAMPA DE PROTEÇÃO	CÓDIGO
	301005



TRANSFER MOLDEIRA ABERTA	CÓDIGO
	201005A



TRANSFER MOLDEIRA FECHADA	CÓDIGO
	201005B



ANÁLOGO	CÓDIGO
	101005

PROVISÓRIO




PILAR PROVISÓRIO	CÓDIGO
	401005 ◯

LEGENDA ◯ Rotacional

Cód.
702 Cone Morse 22°

UTILIZAÇÃO

» Osstem



FUNDIÇÃO



COPING PLÁSTICO	CÓDIGO
	P601005 ◯




UCLA BASE METÁLICA	CÓDIGO
	P701005 ◯


PROTOCOLO SOLDADO




PILAR PARA SOLDA	CÓDIGO
	401005E ◯



BARRA DE TITÂNIO (1M) Ø4MM	CÓDIGO
	T04000136



BARRA DE TITÂNIO (1M) Ø3.18MM	CÓDIGO
	T03180136




FIO DE TITÂNIO (1M) Ø0.80MM	CÓDIGO
	T00800136

LEGENDA ⬡ Hexagonal ◯ Rotacional

Cód.
702 Cone Morse 22°

UTILIZAÇÃO

» Osstem





PARAFUSO (ANÁLOGICO E DIGITAL)	CÓDIGO
	M14MU



PARAFUSO DINÂMICO	CÓDIGO
	M14DI

COMPONENTES **DIGITAIS**



TRANSFER DIGITAL	CÓDIGO
	D200005



ANÁLOGO DIGITAL	CÓDIGO
	D100005

PROVISÓRIO E CERÂMICA



CURTO(A) LONGO(AL)

PILAR INTERFACE	CÓDIGO
	1005A ◯
	1005AL ◯



PARAFUSO (ANÁLOGICO E DIGITAL)	CÓDIGO
	M14MU



PARAFUSO DINÂMICO	CÓDIGO
	M14DI

LEGENDA ⬡ Hexagonal ⬡ Dinâmica ◯ Rotacional

MAIOR QUALIDADE E

PREVISIBILIDADE



RPCOMPONENTES.COM.BR

@RPCOMPONENTES

COMPONENTES


Desde 2006

Cód.
801

Cone Morse 12°

UTILIZAÇÃO

» Mis® C1



COMPONENTES **ANALÓGICOS**



CICATRIZADOR	CÓDIGO Ø3.9	CÓDIGO Ø4.8
H 2mm	300801B	300802B
H 3mm	300801C	300802C
H 4mm	300801D	300802D
H 5mm	300801E	300802E
H 6mm	300801F	300802F

PARAFUSADA DIRETA **NO IMPLANTE**



TRANSFER MOLDEIRA ABERTA	CÓDIGO
	200801A



TRANSFER MOLDEIRA FECHADA	CÓDIGO
	200801B




ANÁLOGO	CÓDIGO
	100801

Cód.
801


Cone Morse 12°

UTILIZAÇÃO

» Mis® C1




PROVISÓRIO



PILAR PROVISÓRIO	CÓDIGO	CÓDIGO
H 1mm	P400801CA ⬢	P400801SA ○
H 2mm	P400801CB ⬢	P400801SB ○
H 3mm	P400801CC ⬢	P400801SC ○
H 4mm	P400801CD ⬢	P400801SD ○

FUNDIÇÃO



UCLA BASE METÁLICA	CÓDIGO	CÓDIGO
H 1mm	P700801CA ⬢	P700801SA ○
H 2mm	P700801CB ⬢	P700801SB ○
H 3mm	P700801CC ⬢	P700801SC ○
H 4mm	P700801CD ⬢	P700801SD ○

UNITÁRIA **CIMENTADA**



PILAR DEFINITIVO	CÓDIGO
H 1mm	P500801A ⬢
H 2mm	P500801B ⬢
H 3mm	P500801C ⬢
H 4mm	P500801D ⬢



PARAFUSO (ANALÓGICO E DIGITAL)	CÓDIGO
	M18HMI


LEGENDA ⬡ Hexagonal ○ Rotacional ⬢ Antirrotacional

Cód.
801

Cone Morse 12°

UTILIZAÇÃO

» Mis® C1



COMPONENTES **DIGITAIS**




TRANSFER DIGITAL	CÓDIGO
	D200801




ANÁLOGO DIGITAL	CÓDIGO
	D100801

PROVISÓRIO E CERÂMICA



PILAR INTERFACE SEM PERFIL	CÓDIGO	CÓDIGO
H 1mm	P1801CSA ⬢	P1801SSA ○
H 2mm	P1801CSB ⬢	P1801SSB ○
H 3mm	P1801CSC ⬢	P1801SSC ○



PILAR INTERFACE COM PERFIL	CÓDIGO	CÓDIGO
H 1mm	P1801CLA ⬢	P1801SLA ○
H 2mm	P1801CLB ⬢	P1801SLB ○
H 3mm	P1801CLC ⬢	P1801SLC ○


LEGENDA ⬡ Hexagonal ○ Rotacional ⬢ Antirrotacional

Cód.
801

Cone Morse 12°

UTILIZAÇÃO

» Mis® C1



PRÓTESE **MÚLTIPLA**





MINI PILAR CÔNICO		CÓDIGO
H 1mm	Reto	800801A ○
H 2mm	Reto	800801B ○
H 3mm	Reto	800801C ○
H 4mm	Reto	800801D ○
H 5mm	Reto	800801E ○
H 6mm	Reto	800801F ○
H 2mm	17°	80801BG ●
H 3mm	17°	80801CG ●
H 4mm	17°	80801DG ●
H 3mm	30°	80801CH ●
H 4mm	30°	80801DH ●

COMPONENTES SOBRE O **MINI PILAR**



TAMPA DE PROTEÇÃO	CÓDIGO
	301005




TRANSFER MOLDEIRA ABERTA	CÓDIGO
	201005A

LEGENDA ○ Rotacional ● Antirrotacional

Cód.
801 Cone Morse 12°

UTILIZAÇÃO

» Mis® C1





TRANSFER MOLDEIRA FECHADA	CÓDIGO
	201005B



ANÁLOGO	CÓDIGO
	101005

PROVISÓRIO



PILAR PROVISÓRIO	CÓDIGO
	401005 ◯

FUNDIÇÃO



COPING PLÁSTICO	CÓDIGO
	P601005 ◯




UCLA BASE METÁLICA	CÓDIGO
	P701005 ◯

LEGENDA ⬡ Hexagonal ◯ Rotacional

Cód.
801 Cone Morse 12°

UTILIZAÇÃO


» Mis® C1




PROTOCOLO SOLDADO




PILAR PARA SOLDA	CÓDIGO
	401005E ◯



BARRA DE TITÂNIO (1M) Ø4MM	CÓDIGO
	T04000136



BARRA DE TITÂNIO (1M) Ø3.18MM	CÓDIGO
	T03180136



FIO DE TITÂNIO (1M) Ø0.80MM	CÓDIGO
	T00800136



PARAFUSO (ANÁLOGICO E DIGITAL)	CÓDIGO
	M14MU



PARAFUSO DINÂMICO	CÓDIGO
	M14DI


LEGENDA ⬡ Hexagonal ⬡ Dinâmica ◯ Rotacional

Cód.
801

Cone Morse 12°

UTILIZAÇÃO

» Mis® C1



COMPONENTES **DIGITAIS**



TRANSFER DIGITAL	CÓDIGO
	D200005



ANÁLOGO DIGITAL	CÓDIGO
	D100005

PROVISÓRIO E CERÂMICA



PILAR INTERFACE	CÓDIGO
	1005A ◯
	1005AL ◯



PARAFUSO (ANÁLOGICO E DIGITAL)	CÓDIGO
	M14MU



PARAFUSO DINÂMICO	CÓDIGO
	M14DI

LEGENDA ⬡ Hexagonal ⬡ Dinâmica ◯ Rotacional

LINHA COMPLETA

FLUXO DIGITAL



RPCOMPONENTES.COM.BR

@RPCOMPONENTES

COMPONENTES

Desde 2006

Sistema Hexágono Externo

COMPONENTES


Desde 2006

Cód.
102

HE 3.3/3.5

UTILIZAÇÃO

- » Neodent®
- » BioConect®
- » Bionnovation®
- » Conexão®
- » DentFix®
- » DSP®
- » Implus®
- » INP®
- » Pross®
- » Restore®
- » Singular®
- » Systhex®



COMPONENTES **ANALÓGICOS**



CICATRIZADOR	CÓDIGO
H 2mm	300102B
H 3mm	300102C
H 4mm	300102D
H 5mm	300102E
H 6mm	300102F

PARAFUSADA DIRETA **NO IMPLANTE**



TRANSFER MOLDEIRA ABERTA	CÓDIGO
	200102A



TRANSFER MOLDEIRA FECHADA	CÓDIGO
	200102B




ANÁLOGO	CÓDIGO
	100102

Cód.
102 HE 3.3/3.5

UTILIZAÇÃO

- » Neodent®
- » BioConect®
- » Bionnovation®
- » Conexão®
- » DentFix®
- » DSP®
- » Implus®
- » INP®
- » Pross®
- » Restore®
- » Singular®
- » Systhex®



PROVISÓRIO




PILAR PROVISÓRIO	CÓDIGO	CÓDIGO
	P400102C ◉	P400102S ○

FUNDIÇÃO



UCLA PLÁSTICA	CÓDIGO	CÓDIGO
	P600102C ◉	P600102S ○



UCLA BASE METÁLICA	CÓDIGO	CÓDIGO
	P700102C ◉	P700102S ○



PARAFUSO (ANALÓGICO E DIGITAL)	CÓDIGO
	M18QU




PARAFUSO DINÂMICO	CÓDIGO
	M18DI

LEGENDA ▢ Quadrado ◌ Dinâmica ○ Rotacional ◉ Antirrotacional

Cód.
102 HE 3.3/3.5

UTILIZAÇÃO

- » Neodent®
- » BioConect®
- » Bionnovation®
- » Conexão®
- » DentFix®
- » DSP®
- » Implus®
- » INP®
- » Pross®
- » Restore®
- » Singular®
- » Systhex®



COMPONENTES **DIGITAIS**




TRANSFER DIGITAL	CÓDIGO
	D200102




ANÁLOGO DIGITAL	CÓDIGO
	D100102

PROVISÓRIO E CERÂMICA



PILAR INTERFACE SEM PERFIL	CÓDIGO	CÓDIGO
H 0.6mm	P1102CSA ◉	P1102SSA ○



PILAR INTERFACE COM PERFIL	CÓDIGO	CÓDIGO
H 0.6mm	P1102CLA ◉	P1102SLA ○


LEGENDA ▢ Quadrado ○ Rotacional ⬢ Antirrotacional

Cód.
102

HE 3.3/3.5

UTILIZAÇÃO


- » Neodent®
- » BioConect®
- » Bionnovation®
- » Conexão®
- » DentFix®
- » DSP®
- » Implus®
- » INP®
- » Pross®
- » Restore®
- » Singular®
- » Systhex®



PRÓTESE **MÚLTIPLA**



MINI PILAR CÔNICO		CÓDIGO	
H 1mm	Reto	800102A	○
H 2mm	Reto	800102B	○
H 3mm	Reto	800102C	○
H 4mm	Reto	800102D	○
H 5mm	Reto	800102E	○
H 6mm	Reto	800102F	○
H 2mm	17°	80102BG	●
H 3mm	17°	80102CG	●
H 4mm	17°	80102DG	●
H 3mm	30°	80102CH	●
H 4mm	30°	80102DH	●



COMPONENTES SOBRE O **MINI PILAR**



TAMPA DE PROTEÇÃO	CÓDIGO
	301005




TRANSFER MOLDEIRA ABERTA	CÓDIGO
	201005A

LEGENDA ○ Rotacional ● Antirrotacional

Cód.
102 HE 3.3/3.5

UTILIZAÇÃO

- » Neodent®
- » BioConect®
- » Bionnovation®
- » Conexão®
- » DentFix®
- » DSP®
- » Implus®
- » INP®
- » Pross®
- » Restore®
- » Singular®
- » Systhex®





TRANSFER MOLDEIRA FECHADA	CÓDIGO
	201005B



ANÁLOGO	CÓDIGO
	101005

PROVISÓRIO



PILAR PROVISÓRIO	CÓDIGO
	401005 ◯

FUNDIÇÃO



COPING PLÁSTICO	CÓDIGO
	P601005 ◯



UCLA BASE METÁLICA	CÓDIGO
	P701005 ◯


LEGENDA ⬡ Hexagonal ◯ Rotacional

Cód.
102

HE 3.3/3.5

UTILIZAÇÃO


- » Neodent®
- » BioConect®
- » Bionnovation®
- » Conexão®
- » DentFix®
- » DSP®
- » Implus®
- » INP®
- » Pross®
- » Restore®
- » Singular®
- » Systhex®




PROTOCOLO SOLDADO




PILAR PARA SOLDA	CÓDIGO
	401005E ◯



BARRA DE TITÂNIO (1M) Ø4MM	CÓDIGO
	T04000136



BARRA DE TITÂNIO (1M) Ø3.18MM	CÓDIGO
	T03180136



FIO DE TITÂNIO (1M) Ø0.80MM	CÓDIGO
	T00800136



PARAFUSO (ANÁLOGICO E DIGITAL)	CÓDIGO
	M14MU




PARAFUSO DINÂMICO	CÓDIGO
	M14DI

LEGENDA ⬡ Hexagonal ◈ Dinâmica ◯ Rotacional

Cód.
102 HE 3.3/3.5

UTILIZAÇÃO

- » Neodent®
- » BioConect®
- » Bionnovation®
- » Conexão®
- » DentFix®
- » DSP®
- » Implus®
- » INP®
- » Pross®
- » Restore®
- » Singular®
- » Systhex®



COMPONENTES **DIGITAIS**



TRANSFER DIGITAL	CÓDIGO
	D200005



ANÁLOGO DIGITAL	CÓDIGO
	D100005

PROVISÓRIO E CERÂMICA



CURTO(A) LONGO(AL)

PILAR INTERFACE	CÓDIGO
	1005A ◯
	1005AL ◯



PARAFUSO (ANÁLOGICO E DIGITAL)	CÓDIGO
	M14MU



PARAFUSO DINÂMICO	CÓDIGO
	M14DI


LEGENDA ⬡ Hexagonal ⬡ Dinâmica ◯ Rotacional

Cód.
102

HE 3.3/3.5

UTILIZAÇÃO

- » Neodent®
- » BioConect®
- » Bionnovation®
- » Conexão®
- » DentFix®
- » DSP®
- » Implus®
- » INP®
- » Pross®
- » Restore®
- » Singular®
- » Systhex®



SISTEMA **OVERDENTURE**

* Componentes sobre Overdenture, consulte pág. 227



PILAR O´RING	CÓDIGO
H 1mm	900102A ◯
H 2mm	900102B ◯
H 3mm	900102C ◯
H 4mm	900102D ◯
H 5mm	900102E ◯
H 6mm	900102F ◯

LEGENDA ◯ Rotacional

A MAIOR DIVERSIDADE DE **COMPONENTES** PARA **PRÓTESES** SOBRE IMPLANTES **DO PAÍS**



RPCOMPONENTES.COM.BR

@RPCOMPONENTES

COMPONENTES


Desde 2006

Cód.
103

HE 3.3/3.5

UTILIZAÇÃO

» Implacil de Bortoli®
» Signo Vinces® Inttegra / Duo / Ares Duo



COMPONENTES **ANALÓGICOS**



CICATRIZADOR	CÓDIGO
H 2mm	300102B
H 3mm	300102C
H 4mm	300102D
H 5mm	300102E
H 6mm	300102F

PARAFUSADA DIRETA **NO IMPLANTE**



TRANSFER MOLDEIRA ABERTA	CÓDIGO
	200103A



TRANSFER MOLDEIRA FECHADA	CÓDIGO
	200103B




ANÁLOGO	CÓDIGO
	100103

Cód.
103

HE 3.3/3.5

UTILIZAÇÃO

» Implacil de Bortoli®
» Signo Vinces® Inttegra / Duo / Ares Duo



PROVISÓRIO




PILAR PROVISÓRIO	CÓDIGO	CÓDIGO
	P400103C ●	P400103S ○

FUNDIÇÃO



UCLA PLÁSTICA	CÓDIGO	CÓDIGO
	P600103C ●	P600103S ○



UCLA BASE METÁLICA	CÓDIGO	CÓDIGO
	P700103C ●	P700103S ○



PARAFUSO (ANALÓGICO E DIGITAL)	CÓDIGO
	M18QU



PARAFUSO DINÂMICO	CÓDIGO
	M18DI


LEGENDA ▢ Quadrado ◌ Dinâmica ○ Rotacional ⬢ Antirrotacional

Cód.
103

HE 3.3/3.5

UTILIZAÇÃO


» Implacil de Bortoli®
» Signo Vinces® Inttegra / Duo / Ares Duo



PRÓTESE **MÚLTIPLA**



MINI PILAR CÔNICO		CÓDIGO	
H 1mm	Reto	800102A	○
H 2mm	Reto	800102B	○
H 3mm	Reto	800102C	○
H 4mm	Reto	800102D	○
H 5mm	Reto	800102E	○
H 6mm	Reto	800102F	○
H 2mm	17°	80103BG	●
H 3mm	17°	80103CG	●
H 4mm	17°	80103DG	●
H 3mm	30°	80103CH	●
H 4mm	30°	80103DH	●



COMPONENTES SOBRE O **MINI PILAR**



TAMPA DE PROTEÇÃO	CÓDIGO
	301005




TRANSFER MOLDEIRA ABERTA	CÓDIGO
	201005A

LEGENDA ○ Rotacional ● Antirrotacional

Cód.
103 HE 3.3/3.5

UTILIZAÇÃO

» Implacil de Bortoli®
» Signo Vinces® Inttegra / Duo / Ares Duo





TRANSFER MOLDEIRA FECHADA	CÓDIGO
	201005B



ANÁLOGO	CÓDIGO
	101005

PROVISÓRIO



PILAR PROVISÓRIO	CÓDIGO
	401005 ◯

FUNDIÇÃO



COPING PLÁSTICO	CÓDIGO
	P601005 ◯



UCLA BASE METÁLICA	CÓDIGO
	P701005 ◯


LEGENDA ⬡ Hexagonal ◯ Rotacional

Cód.
103

HE 3.3/3.5

UTILIZAÇÃO


» Implacil de Bortoli®
» Signo Vinces® Inttegra / Duo / Ares Duo




PROTOCOLO SOLDADO




PILAR PARA SOLDA	CÓDIGO
	401005E ◯



BARRA DE TITÂNIO (1M) Ø4MM	CÓDIGO
	T04000136



BARRA DE TITÂNIO (1M) Ø3.18MM	CÓDIGO
	T03180136



FIO DE TITÂNIO (1M) Ø0.80MM	CÓDIGO
	T00800136



PARAFUSO (ANÁLOGICO E DIGITAL)	CÓDIGO
	M14MU



PARAFUSO DINÂMICO	CÓDIGO
	M14DI


LEGENDA ⬡ Hexagonal ⬡ Dinâmica ◯ Rotacional

Cód.
103

HE 3.3/3.5

UTILIZAÇÃO

» Implacil de Bortoli®
» Signo Vinces® Inttegra / Duo / Ares Duo



COMPONENTES **DIGITAIS**



TRANSFER DIGITAL	CÓDIGO
	D200005



ANÁLOGO DIGITAL	CÓDIGO
	D100005

PROVISÓRIO E CERÂMICA



PILAR INTERFACE	CÓDIGO
	1005A ◯
	1005AL ◯



PARAFUSO (ANÁLOGICO E DIGITAL)	CÓDIGO
	M14MU



PARAFUSO DINÂMICO	CÓDIGO
	M14DI

SISTEMA **OVERDENTURE**

* Componentes sobre Overdenture, consulte pág. 227



PILAR O´RING	CÓDIGO
H 1mm	900102A ◯
H 2mm	900102B ◯
H 3mm	900102C ◯
H 4mm	900102D ◯
H 5mm	900102E ◯
H 6mm	900102F ◯

LEGENDA ⬡ Hexagonal ⬡ Dinâmica ◯ Rotacional

SOLUÇÕES PARA

PRÓTESE SOBRE IMPLANTE



RPCOMPONENTES.COM.BR

@RPCOMPONENTES

COMPONENTES


Desde 2006

Cód.
104

HE 3.25/3.4

UTILIZAÇÃO

» 3i®
» SIN®
» IntraOss®




COMPONENTES **DIGITAIS**



TRANSFER DIGITAL	CÓDIGO
	D200104

ANÁLOGO DIGITAL	CÓDIGO
	D100104

PROVISÓRIO E CERÂMICA



PILAR INTERFACE SEM PERFIL	CÓDIGO	CÓDIGO
H 0.6mm	P1104CSA ◉	P1104SSA ○



PILAR INTERFACE COM PERFIL	CÓDIGO	CÓDIGO
H 0.6mm	P1104CLA ◉	P1104SLA ○



PARAFUSO (ANÁLOGICO E DIGITAL)	CÓDIGO
	M20QU



PARAFUSO DINÂMICO	CÓDIGO
	M20DI

LEGENDA ▢ Quadrado ◎ Dinâmica ○ Rotacional ⬢ Antirrotacional

MAIOR QUALIDADE E

PREVISIBILIDADE



RPCOMPONENTES.COM.BR

@RPCOMPONENTES

COMPONENTES


Desde 2006

Cód.
108

HE Plataforma Regular Slim

UTILIZAÇÃO

- » All Prime®
- » Dentoflex®
- » Implalife®
- » Medens®
- » SIN®
- » Titanium Fix®



COMPONENTES **ANALÓGICOS**



CICATRIZADOR	CÓDIGO
H 2mm	300108B
H 3mm	300108C
H 4mm	300108D
H 5mm	300108E
H 6mm	300108F

PARAFUSADA DIRETA **NO IMPLANTE**



TRANSFER MOLDEIRA ABERTA	CÓDIGO
	200108A



TRANSFER MOLDEIRA FECHADA	CÓDIGO
	200108B




ANÁLOGO	CÓDIGO
	100108

Cód.
108


HE Plataforma Regular Slim

UTILIZAÇÃO

» All Prime®
» Dentoflex®
» Implalife®
» Medens®
» SIN®
» Titanium Fix®



PROVISÓRIO



PILAR PROVISÓRIO	CÓDIGO	CÓDIGO
	P400108C ◉	P400108S ○

FUNDIÇÃO



UCLA PLÁSTICA	CÓDIGO	CÓDIGO
	P600108C ◉	P600108S ○



UCLA BASE METÁLICA	CÓDIGO	CÓDIGO
	P700108C ◉	P700108S ○



PARAFUSO (ANALÓGICO E DIGITAL)	CÓDIGO
	M20QU



PARAFUSO DINÂMICO	CÓDIGO
	M20DI


LEGENDA ▢ Quadrado ◌ Dinâmica ○ Rotacional ⬡ Antirrotacional

Cód.
108

HE Plataforma Regular Slim


UTILIZAÇÃO

- » All Prime®
- » Dentoflex®
- » Implalife®
- » Medens®
- » SIN®
- » Titanium Fix®



PRÓTESE **MÚLTIPLA**





MINI PILAR CÔNICO		CÓDIGO	
H 1mm	Reto	800108A	○
H 2mm	Reto	800108B	○
H 3mm	Reto	800108C	○
H 4mm	Reto	800108D	○
H 5mm	Reto	800108E	○
H 6mm	Reto	800108F	○
H 2mm	17°	80108BG	●
H 3mm	17°	80108CG	●
H 4mm	17°	80108DG	●
H 3mm	30°	80108CH	●
H 4mm	30°	80108DH	●

COMPONENTES SOBRE O **MINI PILAR**



TAMPA DE PROTEÇÃO	CÓDIGO
	301005



TRANSFER MOLDEIRA ABERTA	CÓDIGO
	201005A


LEGENDA ○ Rotacional ● Antirrotacional

Cód.
108

HE Plataforma Regular Slim

UTILIZAÇÃO

- » All Prime®
- » Dentoflex®
- » Implalife®
- » Medens®
- » SIN®
- » Titanium Fix®





TRANSFER MOLDEIRA FECHADA	CÓDIGO
	201005B



ANÁLOGO	CÓDIGO
	101005

PROVISÓRIO



PILAR PROVISÓRIO	CÓDIGO
	401005 ◯

FUNDIÇÃO



COPING PLÁSTICO	CÓDIGO
	P601005 ◯



UCLA BASE METÁLICA	CÓDIGO
	P701005 ◯


LEGENDA ⬡ Hexagonal ◯ Rotacional

Cód.
108

HE Plataforma Regular Slim

UTILIZAÇÃO


» All Prime®
» Dentoflex®
» Implalife®
» Medens®
» SIN®
» Titanium Fix®




PROTOCOLO SOLDADO




PILAR PARA SOLDA	CÓDIGO
	401005E ◯



BARRA DE TITÂNIO (1M) Ø4MM	CÓDIGO
	T04000136



BARRA DE TITÂNIO (1M) Ø3.18MM	CÓDIGO
	T03180136



FIO DE TITÂNIO (1M) Ø0.80MM	CÓDIGO
	T00800136



PARAFUSO (ANÁLOGICO E DIGITAL)	CÓDIGO
	M14MU



PARAFUSO DINÂMICO	CÓDIGO
	M14DI


LEGENDA ⬡ Hexagonal ⬡ Dinâmica ◯ Rotacional

Cód.
108

HE Plataforma Regular Slim

UTILIZAÇÃO

- » All Prime®
- » Dentoflex®
- » Implalife®
- » Medens®
- » SIN®
- » Titanium Fix®



COMPONENTES **DIGITAIS**



TRANSFER DIGITAL	CÓDIGO
	D200005



ANÁLOGO DIGITAL	CÓDIGO
	D100005

PROVISÓRIO E CERÂMICA



PILAR INTERFACE	CÓDIGO
	1005A ◯
	1005AL ◯



PARAFUSO (ANÁLOGICO E DIGITAL)	CÓDIGO
	M14MU



PARAFUSO DINÂMICO	CÓDIGO
	M14DI

LEGENDA ⬡ Hexagonal ⬡ Dinâmica ◯ Rotacional

LINHA COMPLETA

FLUXO DIGITAL



RPCOMPONENTES.COM.BR

@RPCOMPONENTES

COMPONENTES


Desde 2006

Cód.
105

HE 4.1 Regular Plataforma Universal

UTILIZAÇÃO

» Plataforma regular universal comum entre todas as marcas de implante



COMPONENTES **ANALÓGICOS**



TAMPA DE PROTEÇÃO	CÓDIGO
	301105



CICATRIZADOR	CÓDIGO
H 2mm	300105B
H 3mm	300105C
H 4mm	300105D
H 5mm	300105E
H 6mm	300105F

PARAFUSADA DIRETA **NO IMPLANTE**



TRANSFER MOLDEIRA ABERTA	CÓDIGO
	200105A



TRANSFER MOLDEIRA FECHADA	CÓDIGO
	200105B




ANÁLOGO	CÓDIGO
	100105

Cód.
105

HE 4.1 Regular Plataforma Universal

UTILIZAÇÃO

» Plataforma regular universal comum entre todas as marcas de implante




PROVISÓRIO



PILAR PROVISÓRIO	CÓDIGO	CÓDIGO
	P400105C ◉	P400105S ○

FUNDIÇÃO



UCLA PLÁSTICA	CÓDIGO	CÓDIGO
	P600105C ◉	P600105S ○



UCLA BASE METÁLICA	CÓDIGO	CÓDIGO
	P700105C ◉	P700105S ○

UNITÁRIA **CIMENTADA**



PILAR DEFINITIVO	CÓDIGO
H 1mm	P500105A ◉
H 2mm	P500105B ◉
H 3mm	P500105C ◉
H 4mm	P500105D ◉


LEGENDA ▢ Quadrado ○ Rotacional ◉ Antirrotacional

Cód.
105

HE 4.1 Regular Plataforma Universal

UTILIZAÇÃO

» Plataforma regular universal comum entre todas as marcas de implante





PILAR DEFINITIVO		CÓDIGO
H 1mm	15°	P50105AG
H 2mm	15°	P50105BG
H 3mm	15°	P50105CG
H 1mm	25°	P50105AH
H 2mm	25°	P50105BH
H 3mm	25°	P50105CH



PARAFUSO (ANALÓGICO E DIGITAL)	CÓDIGO
	M20QU



PARAFUSO DINÂMICO	CÓDIGO
	M20DI

COMPONENTES **DIGITAIS**



TRANSFER DIGITAL	CÓDIGO
	D200105



ANÁLOGO DIGITAL	CÓDIGO
	D100105


LEGENDA Quadrado · Dinâmica · Rotacional · Antirrotacional

Cód.
105


HE 4.1 Regular Plataforma Universal

UTILIZAÇÃO


» Plataforma regular universal comum entre todas as marcas de implante



PROVISÓRIO E CERÂMICA



PILAR INTERFACE SEM PERFIL	CÓDIGO	CÓDIGO
H 0.6mm	P1105CSA ●	P1105SSA ○
H 1.5mm	P1105CSB ●	P1105SSB ○




PILAR INTERFACE COM PERFIL	CÓDIGO	CÓDIGO
H 0.6mm	P1105CLA ●	P1105SLA ○
H 1.5mm	P1105CLB ●	P1105SLB ○

PRÓTESE **MÚLTIPLA**



MINI PILAR CÔNICO		CÓDIGO
H 1mm	Reto	800105A ○
H 2mm	Reto	800105B ○
H 3mm	Reto	800105C ○
H 4mm	Reto	800105D ○
H 5mm	Reto	800105E ○
H 6mm	Reto	800105F ○
H 2mm	17°	80105BG ●
H 3mm	17°	80105CG ●
H 4mm	17°	80105DG ●
H 3mm	30°	80105CH ●
H 4mm	30°	80105DH ●




LEGENDA ▢ Quadrado ○ Rotacional ● Antirrotacional

Cód.
105

HE 4.1 Regular Plataforma Universal

UTILIZAÇÃO

» Plataforma regular universal comum entre todas as marcas de implante



COMPONENTES SOBRE O **MINI PILAR**



TAMPA DE PROTEÇÃO	CÓDIGO
	301005



TRANSFER MOLDEIRA ABERTA	CÓDIGO
	201005A



TRANSFER MOLDEIRA FECHADA	CÓDIGO
	201005B



ANÁLOGO	CÓDIGO
	101005

PROVISÓRIO



PILAR PROVISÓRIO	CÓDIGO
	401005 ◯


LEGENDA ⬡ Hexagonal ◯ Rotacional

Cód.
105

HE 4.1 Regular Plataforma Universal

UTILIZAÇÃO

» Plataforma regular universal comum entre todas as marcas de implante



FUNDIÇÃO



COPING PLÁSTICO	CÓDIGO
	P601005 ◯




UCLA BASE METÁLICA	CÓDIGO
	P701005 ◯


PROTOCOLO SOLDADO



PILAR PARA SOLDA	CÓDIGO
	401005E ◯



BARRA DE TITÂNIO (1M) Ø4MM	CÓDIGO
	T04000136



BARRA DE TITÂNIO (1M) Ø3.18MM	CÓDIGO
	T03180136


LEGENDA ⬡ Hexagonal ◯ Rotacional


Cód.
105

HE 4.1 Regular Plataforma Universal

UTILIZAÇÃO

» Plataforma regular universal comum entre todas as marcas de implante





FIO DE TITÂNIO (1M) Ø0.80MM	CÓDIGO
	T00800136



PARAFUSO (ANÁLOGICO E DIGITAL)	CÓDIGO
	M14MU



PARAFUSO DINÂMICO	CÓDIGO
	M14DI

COMPONENTES **DIGITAIS**



TRANSFER DIGITAL	CÓDIGO
	D200005



ANÁLOGO DIGITAL	CÓDIGO
	D100005


LEGENDA Hexagonal Dinâmica

Cód.
105

HE 4.1 Regular Plataforma Universal

UTILIZAÇÃO

» Plataforma regular universal comum entre todas as marcas de implante



PROVISÓRIO E CERÂMICA



PILAR INTERFACE	CÓDIGO
	1005A ◯
	1005AL ◯



PARAFUSO (ANÁLOGICO E DIGITAL)	CÓDIGO
	M14MU



PARAFUSO DINÂMICO	CÓDIGO
	M14DI

SISTEMA **OVERDENTURE**

* Componentes sobre Overdenture, consulte pág. 227



PILAR O´RING	CÓDIGO
H 1mm	900105A ◯
H 2mm	900105B ◯
H 3mm	900105C ◯
H 4mm	900105D ◯
H 5mm	900105E ◯
H 6mm	900105F ◯

LEGENDA ⬡ Hexagonal ⬡ Dinâmica ◯ Rotacional

A MAIOR DIVERSIDADE DE **COMPONENTES** PARA **PRÓTESES** SOBRE IMPLANTES **DO PAÍS**



RPCOMPONENTES.COM.BR

@RPCOMPONENTES

COMPONENTES


Desde 2006

Cód.
110

HE 5.0

UTILIZAÇÃO

» Neodent®
» Bio Implantes®
» Systhex®
» Signo Vinces®
» INP®



COMPONENTES **DIGITAIS**




TRANSFER DIGITAL	CÓDIGO
	D200110



ANÁLOGO DIGITAL	CÓDIGO
	D100110

PROVISÓRIO E CERÂMICA



PILAR INTERFACE COM PERFIL	CÓDIGO	CÓDIGO
H 1.5mm	P1110CLB ⬢	P1110SLB ○



PARAFUSO	CÓDIGO
	M25QU

LEGENDA ▢ Quadrado ○ Rotacional ⬢ Antirrotacional

SOLUÇÕES PARA

PRÓTESE SOBRE IMPLANTE



RPCOMPONENTES.COM.BR

@RPCOMPONENTES

COMPONENTES

Desde 2006

Sistema Hexágono Interno

COMPONENTES


Desde 2006

Cód.
316

3.75 A 5.5

UTILIZAÇÃO

» Conexão®
» IntraOss®
» SIN®
» Systhex®



COMPONENTES **ANALÓGICOS**



CICATRIZADOR	CÓDIGO
H 2mm	300307B
H 3mm	300307C
H 4mm	300307D
H 5mm	300307E
H 6mm	300307F

PARAFUSADA DIRETA **NO IMPLANTE**



TRANSFER MOLDEIRA ABERTA	CÓDIGO
	200316A




TRANSFER MOLDEIRA FECHADA	CÓDIGO
	200316B



ANÁLOGO	CÓDIGO

PROVISÓRIO



PILAR PROVISÓRIO	CÓDIGO	CÓDIGO
	P400316C ⬢	P400316S ○


LEGENDA ▢ Quadrado ○ Rotacional ⬢ Antirrotacional

Cód.
316


3.75 A 5.5

UTILIZAÇÃO


» Conexão®
» IntraOss®
» SIN®
» Systhex®



FUNDIÇÃO



UCLA PLÁSTICA	CÓDIGO	CÓDIGO
	P600316C ⬢	P600316S ○



UCLA BASE METÁLICA	CÓDIGO	CÓDIGO
	P700316C ⬢	P700316S ○



PARAFUSO (ANÁLOGICO E DIGITAL)	CÓDIGO
	M18QCN

COMPONENTES **DIGITAIS**



TRANSFER DIGITAL	CÓDIGO
	D200316



ANÁLOGO DIGITAL	CÓDIGO
	D


LEGENDA ▢ Quadrado ○ Rotacional ⬢ Antirrotacional

Cód.
316

3.75 A 5.5

UTILIZAÇÃO


» Conexão®
» IntraOss®
» SIN®
» Systhex®



PROVISÓRIO E CERÂMICA



PILAR INTERFACE SEM PERFIL	CÓDIGO	CÓDIGO
H 1.0mm	P1316CSA ●	P1316SSA ○
H 2.0mm	P1316CSB ●	P1316SSB ○
H 3.0mm	P1316CSC ●	P1316SSC ○



PILAR INTERFACE COM PERFIL	CÓDIGO	CÓDIGO
H 1.0mm	P1316CLA ●	P1316SLA ○
H 2.0mm	P1316CLB ●	P1316SLB ○
H 3.0mm	P1316CLC ●	P1316SLC ○

PRÓTESE **MÚLTIPLA**





MINI PILAR CÔNICO		CÓDIGO
H 1mm	Reto	800316A ○
H 2mm	Reto	800316B ○
H 3mm	Reto	800316C ○
H 4mm	Reto	800316D ○
H 5mm	Reto	800316E ○
H 6mm	Reto	800316F ○
H 2mm	17°	80316BG ●
H 3mm	17°	80316CG ●
H 4mm	17°	80316DG ●
H 3mm	30°	80316CH ●
H 4mm	30°	80316DH ●


LEGENDA ▢ Quadrado ○ Rotacional ● Antirrotacional

Cód.
316

3.75 A 5.5

UTILIZAÇÃO

» Conexão®
» IntraOss®
» SIN®
» Systhex®



COMPONENTES SOBRE O **MINI PILAR**



TAMPA DE PROTEÇÃO	CÓDIGO
	301005



TRANSFER MOLDEIRA ABERTA	CÓDIGO
	201005A



TRANSFER MOLDEIRA FECHADA	CÓDIGO
	201005B



ANÁLOGO	CÓDIGO
	101005

PROVISÓRIO



PILAR PROVISÓRIO	CÓDIGO
	401005 ◯

FUNDIÇÃO



COPING PLÁSTICO	CÓDIGO
	P601005 ◯


LEGENDA ⬡ Hexagonal ◯ Rotacional

Cód.
316

3.75 A 5.5

UTILIZAÇÃO

» Conexão®
» IntraOss®
» SIN®
» Systhex®






UCLA BASE METÁLICA	CÓDIGO
	P701005 ◯


PROTOCOLO SOLDADO




PILAR PARA SOLDA	CÓDIGO
	401005E ◯



BARRA DE TITÂNIO (1M) Ø4MM	CÓDIGO
	T04000136



BARRA DE TITÂNIO (1M) Ø3.18MM	CÓDIGO
	T03180136



FIO DE TITÂNIO (1M) Ø0.80MM	CÓDIGO
	T00800136



PARAFUSO (ANÁLOGICO E DIGITAL)	CÓDIGO
	M14MU



PARAFUSO DINÂMICO	CÓDIGO
	M14DI


LEGENDA ⬡ Hexagonal ⯃ Dinâmica ◯ Rotacional

Cód.
316

3.75 A 5.5

UTILIZAÇÃO

» Conexão®
» IntraOss®
» SIN®
» Systhex®



COMPONENTES **DIGITAIS**



TRANSFER DIGITAL	CÓDIGO
	D200005



ANÁLOGO DIGITAL	CÓDIGO
	D100005

PROVISÓRIO E CERÂMICA



PILAR INTERFACE	CÓDIGO
	1005A ◯
	1005AL ◯



PARAFUSO (ANÁLOGICO E DIGITAL)	CÓDIGO
	M14MU



PARAFUSO DINÂMICO	CÓDIGO
	M14DI

SISTEMA **OVERDENTURE**

* Componentes sobre Overdenture, consulte pág. 227



PILAR O´RING	CÓDIGO
H 1mm	900316A ◯
H 2mm	900316B ◯
H 3mm	900316C ◯
H 4mm	900316D ◯
H 5mm	900316E ◯
H 6mm	900316F ◯

LEGENDA ⬡ Hexagonal ⬡ Dinâmica ◯ Rotacional

MAIOR QUALIDADE E

PREVISIBILIDADE



RPCOMPONENTES.COM.BR

@RPCOMPONENTES

COMPONENTES


Desde 2006

Cód.
204

3.5 A 5.0

UTILIZAÇÃO

» Dentoflex®



COMPONENTES **ANALÓGICOS**



CICATRIZADOR	CÓDIGO
H 2mm	300204B
H 3mm	300204C
H 4mm	300204D
H 5mm	300204E
H 6mm	300204F

PARAFUSADA DIRETA **NO IMPLANTE**



TRANSFER MOLDEIRA ABERTA	CÓDIGO
	200204A



TRANSFER MOLDEIRA FECHADA	CÓDIGO
	200204B




ANÁLOGO	CÓDIGO
	100204

Cód.
204


3.5 A 5.0

UTILIZAÇÃO

» Dentoflex®




PROVISÓRIO




PILAR PROVISÓRIO	CÓDIGO	CÓDIGO
	P400204C ◉	P400204S ○

FUNDIÇÃO



UCLA PLÁSTICA	CÓDIGO	CÓDIGO
	P600204C ◉	P600204S ○



UCLA BASE METÁLICA	CÓDIGO	CÓDIGO
	P700204C ◉	P700204S ○



PARAFUSO (ANÁLOGICO E DIGITAL)	CÓDIGO
	M20QU



PARAFUSO DINÂMICO	CÓDIGO
	M20DI


LEGENDA ▢ Quadrado ◌ Dinâmica ○ Rotacional ⬡ Antirrotacional

Cód.
204

3.5 A 5.0

UTILIZAÇÃO

» Dentoflex®



PRÓTESE **MÚLTIPLA**





MINI PILAR CÔNICO		CÓDIGO	
H 1mm	Reto	800204A	○
H 2mm	Reto	800204B	○
H 3mm	Reto	800204C	○
H 4mm	Reto	800204D	○
H 5mm	Reto	800204E	○
H 6mm	Reto	800204F	○
H 2mm	17°	80204BG	●
H 3mm	17°	80204CG	●
H 4mm	17°	80204DG	●
H 3mm	30°	80204CH	●
H 4mm	30°	80204DH	●

COMPONENTES SOBRE O **MINI PILAR**



TAMPA DE PROTEÇÃO	CÓDIGO
	301005



TRANSFER MOLDEIRA ABERTA	CÓDIGO
	201005A



TRANSFER MOLDEIRA FECHADA	CÓDIGO
	201005B


LEGENDA ○ Rotacional ● Antirrotacional

Cód.
204

3.5 A 5.0

UTILIZAÇÃO

» Dentoflex®





ANÁLOGO	CÓDIGO
	101005

PROVISÓRIO



PILAR PROVISÓRIO	CÓDIGO
	401005 ◯

FUNDIÇÃO



COPING PLÁSTICO	CÓDIGO
	P601005 ◯



UCLA BASE METÁLICA	CÓDIGO
	P701005 ◯

PROTOCOLO SOLDADO



PILAR PARA SOLDA	CÓDIGO
	401005E ◯


LEGENDA ⬡ Hexagonal ◯ Rotacional


Cód.
204

3.5 A 5.0


UTILIZAÇÃO

» Dentoflex®






BARRA DE TITÂNIO (1M) Ø4MM	CÓDIGO
	T04000136



BARRA DE TITÂNIO (1M) Ø3.18MM	CÓDIGO
	T03180136



FIO DE TITÂNIO (1M) Ø0.80MM	CÓDIGO
	T00800136



PARAFUSO (ANÁLOGICO E DIGITAL)	CÓDIGO
	M14MU



PARAFUSO DINÂMICO	CÓDIGO
	M14DI

COMPONENTES **DIGITAIS**



TRANSFER DIGITAL	CÓDIGO
	D200005


LEGENDA Hexagonal Dinâmica Rotacional

Cód.
204

3.5 A 5.0

UTILIZAÇÃO

» Dentoflex®





ANÁLOGO DIGITAL	CÓDIGO
	D100005

PROVISÓRIO E CERÂMICA



PILAR INTERFACE	CÓDIGO
	1005A ◯
	1005AL ◯



PARAFUSO (ANÁLOGICO E DIGITAL)	CÓDIGO
	M14MU



PARAFUSO DINÂMICO	CÓDIGO
	M14DI

SISTEMA **OVERDENTURE**

* Componentes sobre Overdenture, consulte pág. 227



PILAR O´RING	CÓDIGO
H 1mm	900204A ◯
H 2mm	900204B ◯
H 3mm	900204C ◯
H 4mm	900204D ◯
H 5mm	900204E ◯
H 6mm	900204F ◯

LEGENDA ⬡ Hexagonal ◯ Dinâmica ◯ Rotacional

LINHA COMPLETA

FLUXO DIGITAL



RPCOMPONENTES.COM.BR

@RPCOMPONENTES

COMPONENTES

Desde 2006


Cód.
208
209


HI 3.3/3.5
HI Maestro 3.5/4.0/5.0
HI 3.75/5.0

UTILIZAÇÃO


» Implacil de bortoli®

» INP® Conus





COMPONENTES **ANALÓGICOS**



CICATRIZADOR	CÓDIGO HI 3.3/3.5 HI Maestro 3.4/4.0/5.0	CÓDIGO HI 3.75 até 5.0
H 2mm	300208B	300209B
H 3mm	300208C	300209C
H 4mm	300208D	300209D
H 5mm	300208E	300209E
H 6mm	300208F	300209F

PARAFUSADA DIRETA **NO IMPLANTE**



TRANSFER MOLDEIRA ABERTA	CÓDIGO HI 3.3/3.5 HI Maestro 3.4/4.0/5.0	CÓDIGO HI 3.75 até 5.0
	200208A	200209A



TRANSFER MOLDEIRA FECHADA	CÓDIGO HI 3.3/3.5 HI Maestro 3.4/4.0/5.0	CÓDIGO HI 3.75 até 5.0
	200208B	200209B



ANÁLOGO	CÓDIGO HI 3.3/3.5 HI Maestro 3.4/4.0/5.0	CÓDIGO HI 3.75 até 5.0
	100208	100209


Cód.
208
209


HI 3.3/3.5
HI Maestro 3.5/4.0/5.0
HI 3.75/5.0

UTILIZAÇÃO


» Implacil de bortoli®

» INP® Conus






PROVISÓRIO




PILAR PROVISÓRIO	CÓDIGO HI 3.3/3.5 HI Maestro 3.4/4.0/5.0		CÓDIGO HI 3.75 até 5.0	
	P400208C ⬢	P400208S ○	P400209C ⬢	P400209S ○

FUNDIÇÃO



UCLA PLÁSTICA	CÓDIGO HI 3.3/3.5 HI Maestro 3.4/4.0/5.0		CÓDIGO HI 3.75 até 5.0	
	P600208C ⬢	P600208S ○	P600209C ⬢	P600209S ○



UCLA BASE METÁLICA	CÓDIGO HI 3.3/3.5 HI Maestro 3.4/4.0/5.0		CÓDIGO HI 3.75 até 5.0	
	P700208C ⬢	P700208S ○	P700209C ⬢	P700209S ○



PARAFUSO (ANALÓGICO E DIGITAL)	CÓDIGO HI 3.3/3.5 HI Maestro 3.4/4.0/5.0	CÓDIGO HI 3.75 até 5.0
	M18QU ▢ 20 N.cm	M20QU ▢ 32 N.cm



PARAFUSO DINÂMICO	CÓDIGO HI 3.3/3.5 HI Maestro 3.4/4.0/5.0	CÓDIGO HI 3.75 até 5.0
	M18DI ⬡ 20 N.cm	M20DI ⬡ 32 N.cm

LEGENDA ▢ Quadrado ⬡ Dinâmica ○ Rotacional ⬢ Antirrotacional


Cód.
208
209


HI 3.3/3.5
HI Maestro 3.5/4.0/5.0
HI 3.75/5.0

UTILIZAÇÃO

» Implacil de bortoli®

» INP® Conus





COMPONENTES **DIGITAIS**



TRANSFER DIGITAL	CÓDIGO HI 3.3/3.5 HI Maestro 3.4/4.0/5.0	CÓDIGO HI 3.75 até 5.0
	D200208	D200209




ANÁLOGO DIGITAL	CÓDIGO HI 3.3/3.5 HI Maestro 3.4/4.0/5.0	CÓDIGO HI 3.75 até 5.0
	D100208	D100209

PROVISÓRIO E CERÂMICA



PILAR INTERFACE SEM PERFIL	CÓDIGO HI 3.3/3.5 HI Maestro 3.4/4.0/5.0		CÓDIGO HI 3.75 até 5.0	
H 0.6mm	P1208CSA ⬢	P1208SSA ◯	P1209CSA ⬢	P1209SSA ◯
H 1.5mm	P1208CSB ⬢	P1208SSB ◯	P1209CSB ⬢	P1209SSB ◯



PILAR INTERFACE COM PERFIL	CÓDIGO HI 3.3/3.5 HI Maestro 3.4/4.0/5.0		CÓDIGO HI 3.75 até 5.0	
H 0.6mm	P1208CLA ⬢	P1208SLA ◯	P1209CLA ⬢	P1209SLA ◯
H 1.5mm	P1208CLB ⬢	P1208SLB ◯	P1209CLB ⬢	P1209SLB ◯

LEGENDA ▢ Quadrado ◯ Rotacional ⬢ Antirrotacional


Cód.
208
209


HI 3.3/3.5
HI Maestro 3.5/4.0/5.0
HI 3.75/5.0

UTILIZAÇÃO

» Implacil de bortoli®

» INP® Conus





PRÓTESE TIPO **PROTOCOLO**





MINIPILAR CÔNICO		CÓDIGO HI 3.3/3.5 HI Maestro 3.4/4.0/5.0	CÓDIGO HI 3.75 até 5.0
H 1mm	Reto	800208A ○	800209A ○
H 2mm	Reto	800208B ○	800209B ○
H 3mm	Reto	800208C ○	800209C ○
H 4mm	Reto	800208D ○	800209D ○
H 5mm	Reto	800208E ○	800209E ○
H 6mm	Reto	800208F ○	800209F ○
H 2mm	17°	80208BG ●	80209BG ●
H 3mm	17°	80208CG ●	80209CG ●
H 4mm	17°	80208DG ●	80209DG ●
H 3mm	30°	80208CH ●	80209CH ●
H 4mm	30°	80208DH ●	80209DH ●

COMPONENTES SOBRE O **MINI PILAR**



TAMPA DE PROTEÇÃO	CÓDIGO
	301005



TRANSFER MOLDEIRA ABERTA	CÓDIGO
	201005A

LEGENDA ○ Rotacional ● Antirrotacional


Cód.
208
209


HI 3.3/3.5
HI Maestro 3.5/4.0/5.0
HI 3.75/5.0

UTILIZAÇÃO

» Implacil de bortoli®

» INP® Conus







TRANSFER MOLDEIRA FECHADA	CÓDIGO
	201005B



ANÁLOGO	CÓDIGO
	101005

PROVISÓRIO



PILAR PROVISÓRIO	CÓDIGO
	401005 ◯

FUNDIÇÃO



COPING PLÁSTICO	CÓDIGO
	P601005 ◯



UCLA BASE METÁLICA	CÓDIGO
	P701005 ◯

LEGENDA ⬡ Hexagonal ◯ Rotacional


Cód.
208
209

HI 3.3/3.5
HI Maestro 3.5/4.0/5.0
HI 3.75/5.0


UTILIZAÇÃO

» Implacil de bortoli®

» INP® Conus



Rosca M1.8




Rosca M2.0


PROTOCOLO SOLDADO




PILAR PARA SOLDA	CÓDIGO
	401005E ◯



BARRA DE TITÂNIO (1M) Ø4MM	CÓDIGO
	T04000136



BARRA DE TITÂNIO (1M) Ø3.18MM	CÓDIGO
	T03180136



FIO DE TITÂNIO (1M) Ø0.80MM	CÓDIGO
	T00800136



PARAFUSO (ANÁLOGICO E DIGITAL)	CÓDIGO
	M14MU



PARAFUSO DINÂMICO	CÓDIGO
	M14DI

LEGENDA ⬡ Hexagonal ⬡ Dinâmica ◯ Rotacional


Cód.
208
209


HI 3.3/3.5
HI Maestro 3.5/4.0/5.0
HI 3.75/5.0

UTILIZAÇÃO

» Implacil de bortoli®

» INP® Conus





COMPONENTES **DIGITAIS**



TRANSFER DIGITAL	CÓDIGO
	D200005



ANÁLOGO DIGITAL	CÓDIGO
	D100005

PROVISÓRIO E CERÂMICA



CURTO(A) LONGO(AL)

PILAR INTERFACE	CÓDIGO
	1005A ◯
	1005AL ◯



PARAFUSO (ANÁLOGICO E DIGITAL)	CÓDIGO
	M14MU



PARAFUSO DINÂMICO	CÓDIGO
	M14DI

LEGENDA ⬡ Hexagonal ⬡ Dinâmica ◯ Rotacional


Cód.
208
209


HI 3.3/3.5
HI Maestro 3.5/4.0/5.0
HI 3.75/5.0

UTILIZAÇÃO

» Implacil de bortoli®

» INP® Conus





SISTEMA **OVERDENTURE**

* Componentes sobre Overdenture, consulte pág. 227



PILAR INTERFACE SEM PERFIL	CÓDIGO HI 3.3/3.5 HI Maestro 3.4/4.0/5.0	CÓDIGO HI 3.75 até 5.0
H 1mm	900208A ◯	900209A ◯
H 2mm	900208B ◯	900209B ◯
H 3mm	900208C ◯	900209C ◯
H 4mm	900208D ◯	900209D ◯

LEGENDA ◯ Rotacional

A MAIOR DIVERSIDADE DE **COMPONENTES** PARA **PRÓTESES** SOBRE IMPLANTES **DO PAÍS**



RPCOMPONENTES.COM.BR

@RPCOMPONENTES

COMPONENTES


Desde 2006

Cód.
799

3.3

UTILIZAÇÃO

» MIS®



COMPONENTES **ANALÓGICOS**



CICATRIZADOR	CÓDIGO
H 2mm	300799B
H 3mm	300799C
H 4mm	300799D
H 5mm	300799E
H 6mm	300799F

PARAFUSADA DIRETA **NO IMPLANTE**



TRANSFER MOLDEIRA ABERTA	CÓDIGO
	200799A




TRANSFER MOLDEIRA FECHADA	CÓDIGO
	200799B




ANÁLOGO	CÓDIGO
	100799

UTILIZAÇÃO

» MIS®



FUNDIÇÃO



UCLA BASE METÁLICA	CÓDIGO	CÓDIGO
	P700799C ⬢	P700799S ⬡



PARAFUSO (ANÁLOGICO E DIGITAL)	CÓDIGO
	M16HMI

COMPONENTES **DIGITAIS**



TRANSFER DIGITAL	CÓDIGO
	D200799




ANÁLOGO DIGITAL	CÓDIGO
	D100799

LEGENDA ⬡ Hexagonal ⬡ Rotacional ⬢ Antirrotacional


Cód.
799 **3.3**

UTILIZAÇÃO


» MIS®



PROVISÓRIO E CERÂMICA



PILAR INTERFACE SEM PERFIL	CÓDIGO	CÓDIGO
H 0.5mm	P1799CSA ●	P1799SSA ○
H 1.5mm	P1799CSB ●	P1799SSB ○
H 3.0mm	P1799CSC ●	P1799SSC ○



PILAR INTERFACE COM PERFIL	CÓDIGO	CÓDIGO
H 0.5mm	P1799CLA ●	P1799SLA ○
H 1.5mm	P1799CLB ●	P1799SLB ○
H 3.0mm	P1799CLC ●	P1799SLC ○

PRÓTESE **MÚLTIPLA**




MINI PILAR CÔNICO		CÓDIGO
H 1mm	Reto	800799A ○
H 2mm	Reto	800799B ○
H 3mm	Reto	800799C ○
H 4mm	Reto	800799D ○
H 5mm	Reto	800799E ○
H 6mm	Reto	800799F ○

LEGENDA ⬡ Hexagonal ○ Rotacional ● Antirrotacional

UTILIZAÇÃO

» MIS®



COMPONENTES SOBRE O **MINI PILAR**



TAMPA DE PROTEÇÃO	CÓDIGO
	301005



TRANSFER MOLDEIRA ABERTA	CÓDIGO
	201005A



TRANSFER MOLDEIRA FECHADA	CÓDIGO
	201005B



ANÁLOGO	CÓDIGO
	101005

PROVISÓRIO




PILAR PROVISÓRIO	CÓDIGO
	401005 ◯

LEGENDA ⬡ Hexagonal ◯ Rotacional

Cód.
799 **3.3**

UTILIZAÇÃO

» MIS®



FUNDIÇÃO



COPING PLÁSTICO	CÓDIGO
	P601005 ◯




UCLA BASE METÁLICA	CÓDIGO
	P701005 ◯


PROTOCOLO SOLDADO




PILAR PARA SOLDA	CÓDIGO
	401005E ◯



BARRA DE TITÂNIO (1M) Ø4MM	CÓDIGO
	T04000136



BARRA DE TITÂNIO (1M) Ø3.18MM	CÓDIGO
	T03180136




FIO DE TITÂNIO (1M) Ø0.80MM	CÓDIGO
	T00800136

LEGENDA ⬡ Hexagonal ◯ Rotacional

Cód.
799 **3.3**

UTILIZAÇÃO

» MIS®





PARAFUSO (ANÁLOGICO E DIGITAL)	CÓDIGO
	M14MU



PARAFUSO DINÂMICO	CÓDIGO
	M14DI

COMPONENTES **DIGITAIS**



TRANSFER DIGITAL	CÓDIGO
	D200005



ANÁLOGO DIGITAL	CÓDIGO
	D100005

PROVISÓRIO E CERÂMICA



PILAR INTERFACE	CÓDIGO
	1005A ○
	1005AL ○



PARAFUSO (ANÁLOGICO E DIGITAL)	CÓDIGO
	M14MU



PARAFUSO DINÂMICO	CÓDIGO
	M14DI

LEGENDA ⬡ Hexagonal ⯃ Dinâmica ○ Rotacional

SOLUÇÕES PARA

PRÓTESE SOBRE IMPLANTE



RPCOMPONENTES.COM.BR

@RPCOMPONENTES

COMPONENTES


Desde 2006

Cód.
800


3.7 / 4.2

UTILIZAÇÃO

» MIS® Seven
» DSP®



COMPONENTES **ANALÓGICOS**



CICATRIZADOR	CÓDIGO Ø4.0	CÓDIGO Ø4.8
H 2mm	300800B	300803B
H 3mm	300800C	300803C
H 4mm	300800D	300803D
H 5mm	300800E	300803E
H 6mm	300800F	300803F

PARAFUSADA DIRETA **NO IMPLANTE**



TRANSFER MOLDEIRA ABERTA	CÓDIGO
	200800A



TRANSFER MOLDEIRA FECHADA	CÓDIGO
	200800B




ANÁLOGO	CÓDIGO
	100800


Cód.
800
3.7 / 4.2

UTILIZAÇÃO

» MIS® Seven
» DSP®




PROVISÓRIO




PILAR PROVISÓRIO	CÓDIGO	CÓDIGO
	P400800C ⬢	P400800S ○

FUNDIÇÃO



UCLA PLÁSTICA	CÓDIGO	CÓDIGO
	P600800C ⬢	P600800S ○



UCLA BASE METÁLICA	CÓDIGO	CÓDIGO
	P700800C ⬢	P700800S ○




PARAFUSO (ANÁLOGICO E DIGITAL)	CÓDIGO
	M18HMI

LEGENDA ⬡ Hexagonal ○ Rotacional ⬢ Antirrotacional

Cód.
800 **3.7 / 4.2**

UTILIZAÇÃO

» MIS® Seven
» DSP®



COMPONENTES **DIGITAIS**




TRANSFER DIGITAL	CÓDIGO
	D200800




ANÁLOGO DIGITAL	CÓDIGO
	D100800

PROVISÓRIO E CERÂMICA



PILAR INTERFACE SEM PERFIL	CÓDIGO	CÓDIGO
H 0.5mm	P1800CSA ⬢	P1800SSA ○
H 1.5mm	P1800CSB ⬢	P1800SSB ○
H 3.0mm	P1800CSC ⬢	P1800SSC ○



PILAR INTERFACE COM PERFIL	CÓDIGO	CÓDIGO
H 0.5mm	P1800CLA ⬢	P1800SLA ○
H 1.5mm	P1800CLB ⬢	P1800SLB ○
H 3.0mm	P1800CLC ⬢	P1800SLC ○

LEGENDA ⬡ Hexagonal ○ Rotacional ⬢ Antirrotacional


Cód.
800

3.7 / 4.2

UTILIZAÇÃO


» MIS® Seven

» DSP®



PRÓTESE **MÚLTIPLA**





MINI PILAR CÔNICO		CÓDIGO
H 1mm	Reto	800800A ○
H 2mm	Reto	800800B ○
H 3mm	Reto	800800C ○
H 4mm	Reto	800800D ○
H 5mm	Reto	800800E ○
H 6mm	Reto	800800F ○
H 2mm	17°	80800BG ●
H 3mm	17°	80800CG ●
H 4mm	17°	80800DG ●
H 3mm	30°	80800CH ●
H 4mm	30°	80800DH ●

COMPONENTES SOBRE O **MINI PILAR**



TAMPA DE PROTEÇÃO	CÓDIGO
	301005



TRANSFER MOLDEIRA ABERTA	CÓDIGO
	201005A


LEGENDA ○ Rotacional ● Antirrotacional

Cód.
800

3.7 / 4.2

UTILIZAÇÃO

» MIS® Seven
» DSP®





TRANSFER MOLDEIRA FECHADA	CÓDIGO
	201005B



ANÁLOGO	CÓDIGO
	101005

PROVISÓRIO



PILAR PROVISÓRIO	CÓDIGO
	401005 ◯

FUNDIÇÃO



COPING PLÁSTICO	CÓDIGO
	P601005 ◯



UCLA BASE METÁLICA	CÓDIGO
	P701005 ◯


LEGENDA ⬡ Hexagonal ◯ Rotacional

Cód.
800

3.7 / 4.2

UTILIZAÇÃO


» MIS® Seven
» DSP®




PROTOCOLO SOLDADO




PILAR PARA SOLDA	CÓDIGO
	401005E ◯



BARRA DE TITÂNIO (1M) Ø4MM	CÓDIGO
	T04000136



BARRA DE TITÂNIO (1M) Ø3.18MM	CÓDIGO
	T03180136



FIO DE TITÂNIO (1M) Ø0.80MM	CÓDIGO
	T00800136



PARAFUSO (ANÁLOGICO E DIGITAL)	CÓDIGO
	M14MU



PARAFUSO DINÂMICO	CÓDIGO
	M14DI


LEGENDA ⬡ Hexagonal ⬡ Dinâmica ◯ Rotacional

Cód.
800

3.7 / 4.2

UTILIZAÇÃO

» MIS® Seven
» DSP®



COMPONENTES **DIGITAIS**



TRANSFER DIGITAL	CÓDIGO
	D200005



ANÁLOGO DIGITAL	CÓDIGO
	D100005

PROVISÓRIO E CERÂMICA



PILAR INTERFACE	CÓDIGO
	1005A ○
	1005AL ○



PARAFUSO (ANÁLOGICO E DIGITAL)	CÓDIGO
	M14MU



PARAFUSO DINÂMICO	CÓDIGO
	M14DI

LEGENDA ⬡ Hexagonal ⬡ Dinâmica ○ Rotacional

MAIOR QUALIDADE E

PREVISIBILIDADE



RPCOMPONENTES.COM.BR

@RPCOMPONENTES

COMPONENTES


Desde 2006

Cód.
113

3.75 / 4.0 / 5.0

UTILIZAÇÃO

» Titaniun Fix®



COMPONENTES **ANALÓGICOS**



CICATRIZADOR	CÓDIGO
H 2mm	300113B
H 3mm	300113C
H 4mm	300113D
H 5mm	300113E
H 6mm	300113F

PARAFUSADA DIRETA **NO IMPLANTE**



TRANSFER MOLDEIRA ABERTA	CÓDIGO
	200113A



TRANSFER MOLDEIRA FECHADA	CÓDIGO
	200113B




ANÁLOGO	CÓDIGO
	100113

Cód.
113


3.75 / 4.0 / 5.0

UTILIZAÇÃO

» Titaniun Fix®




PROVISÓRIO




PILAR PROVISÓRIO	CÓDIGO	CÓDIGO
	P400113C ⬢	P400113S ○

FUNDIÇÃO



UCLA PLÁSTICA	CÓDIGO	CÓDIGO
	P600113C ⬢	P600113S ○



UCLA BASE METÁLICA	CÓDIGO	CÓDIGO
	P700113C ⬢	P700113S ○



PARAFUSO (ANÁLOGICO E DIGITAL)	CÓDIGO
	M18QU



PARAFUSO DINÂMICO	CÓDIGO
	M18DI


LEGENDA ▢ Quadrado ⯐ Dinâmica ○ Rotacional ⬢ Antirrotacional

Cód.
113

3.75 / 4.0 / 5.0


UTILIZAÇÃO

» Titaniun Fix®



PRÓTESE **MÚLTIPLA**





MINI PILAR CÔNICO		CÓDIGO	
H 1mm	Reto	800113A	○
H 2mm	Reto	800113B	○
H 3mm	Reto	800113C	○
H 4mm	Reto	800113D	○
H 5mm	Reto	800113E	○
H 6mm	Reto	800113F	○
H 2mm	17°	80113BG	●
H 3mm	17°	80113CG	●
H 4mm	17°	80113DG	●
H 3mm	30°	80113CH	●
H 4mm	30°	80113DH	●

COMPONENTES SOBRE O **MINI PILAR**



TAMPA DE PROTEÇÃO	CÓDIGO
	301005



TRANSFER MOLDEIRA ABERTA	CÓDIGO
	201005A


LEGENDA ○ Rotacional ● Antirrotacional

Cód.
113

3.75 / 4.0 / 5.0

UTILIZAÇÃO

» Titaniun Fix®





TRANSFER MOLDEIRA FECHADA	CÓDIGO
	201005B



ANÁLOGO	CÓDIGO
	101005

PROVISÓRIO



PILAR PROVISÓRIO	CÓDIGO
	401005 ◯

FUNDIÇÃO



COPING PLÁSTICO	CÓDIGO
	P601005 ◯



UCLA BASE METÁLICA	CÓDIGO
	P701005 ◯


LEGENDA ⬡ Hexagonal ◯ Rotacional

Cód.
113

3.75 / 4.0 / 5.0

UTILIZAÇÃO


» Titaniun Fix®




PROTOCOLO SOLDADO




PILAR PARA SOLDA	CÓDIGO
	401005E ◯



BARRA DE TITÂNIO (1M) Ø4MM	CÓDIGO
	T04000136



BARRA DE TITÂNIO (1M) Ø3.18MM	CÓDIGO
	T03180136



FIO DE TITÂNIO (1M) Ø0.80MM	CÓDIGO
	T00800136



PARAFUSO (ANÁLOGICO E DIGITAL)	CÓDIGO
	M14MU



PARAFUSO DINÂMICO	CÓDIGO
	M14DI


LEGENDA ⬡ Hexagonal ⬡ Dinâmica ◯ Rotacional

Cód.
113

3.75 / 4.0 / 5.0

UTILIZAÇÃO

» Titaniun Fix®



COMPONENTES **DIGITAIS**



TRANSFER DIGITAL	CÓDIGO
	D200005



ANÁLOGO DIGITAL	CÓDIGO
	D100005

PROVISÓRIO E CERÂMICA



CURTO(A) LONGO(AL)

PILAR INTERFACE	CÓDIGO
	1005A ◯
	1005AL ◯



PARAFUSO (ANÁLOGICO E DIGITAL)	CÓDIGO
	M14MU



PARAFUSO DINÂMICO	CÓDIGO
	M14DI

LEGENDA ⬡ Hexagonal ⬡ Dinâmica ◯ Rotacional

LINHA COMPLETA

FLUXO DIGITAL



RPCOMPONENTES.COM.BR

@RPCOMPONENTES

COMPONENTES

Desde 2006

UTILIZAÇÃO

» Componentes sobre pilar o ´ring


COMPONENTES PARA **MUCOSSUPORTADAS**



O´RING CALCINÁVEL	CÓDIGO
	804105



ANEL CALCINÁVEL	CÓDIGO
	805105



BARRA CALCINÁVEL	CÓDIGO
	BARRA



CLIP PARA OVERDENTURE	CÓDIGO
	CLIPTEC



CLIP 0°	CÓDIGO
	CLIP0

CLIP 35°	CÓDIGO
	CLIP35




CLIP 70°	CÓDIGO
	CLIP70

OVERDENTURE


UTILIZAÇÃO

» Componentes sobre pilar o ´ring

COMPONENTES PARA **MUCOSSUPORTADAS**



CÁPSULA METÁLICA O´RING	CÓDIGO
	802105



CÁPSULA METÁLICA O´RING MINI	CÓDIGO
	802105M



ANEL O´RING PARA CÁPSULA METÁLICA	CÓDIGO
	ORING2




ANEL O´RING PARA CÁPSULA METÁLICA MINI	CÓDIGO
	ORING3



CÁPSULA PLÁSTICA	CÓDIGO
	803105


UCLAFIX



UCLAFIX	CÓDIGO
	701006

UTILIZAÇÃO


A UclaFix é um componente protético que permite reabilitar com sucesso casos onde o parafuso sairia por vestibular ou incisal, através da fixação do coping sobre o pilar personalizado, substituindo assim a cimentação.
Portanto, em casos críticos, devido a posição desfavorável do implante, a UclaFix trará uma solução estética e funcional.



CHAVE DIGITAL


CHAVE **DIGITAL**

	CÓDIGO CURTA	CÓDIGO MÉDIA	CÓDIGO LONGA	CÓDIGO EXTRA LONGA
Fenda	CDFC	-----	CDFL	-----
Hexagonal 0.9mm	CDH09C	CDH09M	CDH09L	-----
Hexagonal 1.2mm	CDH12C	CDH12M	CDH12L	CDH12EL
Hexagonal 1.28mm (MIS)	CDH128C	CDH128M	CDH128L	-----
Quadrada 1.3mm	CDQ13C	CDQ13M	CDQ13L	CDQ13EL
GM	CDGMC	CDGMM	CDGML	CDGMEL
Torx	CDSTC	CDSTM	CDSTL	CDSTEL
Unigrip	CDUGC	CDUGM	CDUGL	CDUGEL
Dinâmica	CDDIC	CDDIM	CDDIL	-----



CHAVE DIGITAL **MULT UNIT**


CÓDIGO CURTA	CÓDIGO MÉDIA	CÓDIGO LONGA	CÓDIGO EXTRA LONGA
CDMUC	CDMUM	CDMUL	-----



CHAVE **TORQUÍMETRO**

	CÓDIGO CURTA	CÓDIGO MÉDIA	CÓDIGO LONGA	CÓDIGO EXTRA LONGA
Hexagonal 0.9mm	CTH09C	CTH09M	CTH09L	-----
Hexagonal 1.2mm	CTH12C	CTH12M	CTH12L	CTH12EL
Hexagonal 1.28mm (MIS)	CTH128C	CTH128M	CTH128L	-----
Hexagonal 1.6mm	CTH16C	CTH16M	CTH16L	-----
Quadrada. 1.3mm	CTQ13C	CTQ13M	CTQ13L	CTQ13EL
GM	CTGMC	CTGMM	CTGML	CTGMEL
Torx	CTSTC	CTSTM	CTSTL	CTSTEL
Unigrip	CTUGC	CTUGM	CTUGL	-----
Dinâmica	CTDIC	CTDIM	CTDIL	-----


CURTA 12.50mm



LONGA 24.50mm



MÉDIA 18.00mm




EXTRA LONGA 30.50mm




CHAVE TORQUÍMETRO **MULT UNIT**

CÓDIGO CURTA	CÓDIGO MÉDIA	CÓDIGO LONGA	CÓDIGO EXTRA LONGA
CTMUC	CTMUM	CTMUL	-----


CURTA 8.70mm



MÉDIA 14.60mm



LONGA 20.10mm



OUTROS **INSTRUMENTAIS**



ADAPTADOR DIGITAL QUADRADO	CÓDIGO
	ADQCT



SACA IMPLANTE	CÓDIGO
	SIMP



TORQUÍMETRO 10 A 80 NCM	CÓDIGO
	TORQ

A MAIOR DIVERSIDADE DE **COMPONENTES** PARA **PRÓTESES** SOBRE IMPLANTES **DO PAÍS**



RPCOMPONENTES.COM.BR

@RPCOMPONENTES

COMPONENTES

Desde 2006

KIT DE CHAVES **MULTIMARCAS**





	CÓDIGO
Estojo Kit Chaves	EKC
Chave Torquímetro Hexagonal 0.9mm Média	CTH09M
Chave Torquímetro Hexagonal 1.2mm Média	CTH12M
Chave Torquímetro Quadrada 1.3mm Média	CTQ13M
Chave Torquímetro Hexagonal 1.6mm Média	CTH16M
Chave Torquímetro Torx Média	CTSTM
Chave Torquímetro Unigrip Média	CTUGM
Chave Torquímetro DI Média	CTDIM
Chave Torquímetro p/ Multi-Unit Média	CTMUM
Adaptador Digital Quadrado para Chave de torquímetro	ADQCT

KIT PROTÉTICO **PLUS**





	CÓDIGO
Estojo Kit Protético Plus	EKPP
Chave Torquímetro Hexagonal 0.9mm Média	CTH09M
Chave Torquímetro Hexagonal 1.2mm Média	CTH12M
Chave Torquímetro Quadrada 1.3mm Média	CTQ13M
Chave Digital Hexagonal 1.2mm Extra Longa	CDH12EL
Chave Torquímetro Hexagonal 1.6mm Média	CTH16M
Chave Torquímetro Torx Média	CTSTM
Chave Torquímetro Unigrip Média	CTUGM
Chave Torquímetro DI Média	CTDIM
Chave Torquímetro p/ Multi-Unit Média	CTMUM
Adaptador Digital Quadrado para Chave de Torquímetro	ADQCT
Torquímetro 10 a 80N.cm	TORQ

KIT DE **IDENTIFICAÇÃO**





DESCRIÇÃO	CÓDIGO
Análogo Digital RN 4.0 ST	D100730
Análogo Digital CM 4.3-5.0 RP NB	D100321
Análogo Digital CM 3.5, 4.3 e 5.0 ND	D100703
Análogo Digital CM 3.5, 4.3 e 5.0 DB	D100714
Análogo Digital CM 3.5, 3.75 e 4.0 CN	D100705
Análogo Digital CM 3.5 e 4.0 AT	D100701
Análogo Digital CM 3.5, 4.3 e 5.0 GM ND	D100720
Análogo Digital CM 3.8, 4.5 e 5.5 SI	D100712
Análogo Digital RC 4.1 ST	D100755
Análogo Digital NC 3.3 ST	D100750
Análogo Digital CM 3.75	D100790

DESCRIÇÃO	CÓDIGO
Chave de identificação de rosca M2.0	CH20IRAD
Chave de identificação de rosca M1.8	CH18IRAD
Chave de identificação de rosca M1.6	CH16IRAD
Chave de identificação de rosca M1.4	CH14IRAD

DESCRIÇÃO	CÓDIGO
Transfer Digital RN 3.3-4.1-4.8 ST	D200730
Transfer Digital CM 4.3-5.0 RP NB	D200321
Transfer Digital CM 3.5-3.9-4.2-4.3-5.0 C1-V3 MI	D200801
Transfer Digital CM 3.5-3.75-4.0-4.3-5.0 ND	D200703
Transfer Digital CM 3.5-4.0-4.5-5.0 DB	D200714
Transfer Digital CM 3.5-3.75-4.0-4.3-5.0 CN	D200705
Transfer Digital CM 3.5-4.0 AT	D200701
Transfer Digital CM 3.5-3.75-4.0-4.3-5.0 GM ND	D200720
Transfer Digital CM 3.5-3.8-4.5-5.0 SI	D200712
Transfer Digital RC 4.1-4.8 ST	D200755
Transfer Digital NC 3.3 ST	D200750
Transfer Digital RB-WB 3.5 a 6.5 ST	D200790


PROTOCOL **SCAN KIT**





DESCRIÇÃO	CÓDIGO	QTD.
Clip Protocol 10mm	CP10	3
Clip Protocol 15mm	CP15	3
Clip Protocol 20mm	CP20	3
Transfer Digital 4.8 MU	D200005	9
Transfer Digital 3.5 MIC ND	D201010	4
Análogo Scan Kit 4.8 MU	D10005SK	9
Análogo Scan Kit 3.5 MIC ND	D11010SK	4

COMPONENTES INDIVIDUAIS PARA **PROTOCOL SCAN KIT**



CLIP PROTOCOL 10MM	CÓDIGO
	CP10




CLIP PROTOCOL 15MM	CÓDIGO
	CP15



CLIP PROTOCOL 20MM	CÓDIGO
	CP20



TRANSFER DIGITAL 4.8 MU	CÓDIGO
	D200005



TRANSFER DIGITAL 3.5 MIC ND	CÓDIGO
	D201010



ANÁLOGO SCAN KIT 4.8 MU	CÓDIGO
	D100005SK



ANÁLOGO SCAN KIT 3.5 MIC ND	CÓDIGO
	D101010SK

KIT RP PARA **CONVERSÃO**





DESCRIÇÃO	CÓDIGO	QTD.
Mandril para Brocas	MPBRPC	1
Broca Piloto	BPRPC	1
Broca Perfuração de Acesso	BPARPC	1
Broca de Limpeza	BLRPC	1
Chave Digital Hexagonal 1.2mm Para Conversão	CDH12PC	1
Chave de Recuperação do Pino Roscado	CRPR	1
Interface Longo RPC	1012L	12
Parafuso M1.4 Separável Longo Hex. 1.2	M14SLH	12
Parafuso M1.4 Hexagonal MU	M14MU	12
Análogo do Scan Kit 4.8 MU	D10005SK	6

INDIVIDUAIS DO **KIT RP PARA CONVERSÃO**



MANDRIL PARA BROCAS	CÓDIGO
	MPBRPC



BROCA PILOTO	CÓDIGO
	BPRPC



BROCA PERFURAÇÃO DE ACESSO	CÓDIGO
	BPARPC



BROCA DE LIMPEZA	CÓDIGO
	BLRPC



CHAVE DIGITAL HEXAGONAL 1.2MM PARA CONVERSÃO	CÓDIGO
	CDH12PC



CHAVE DE RECUPERAÇÃO DO PINO ROSCADO	CÓDIGO
	CRPR



ANÁLOGO DO SCAN KIT 4.8 MU	CÓDIGO
	D10005SK



INTERFACE RPC	CÓDIGO
CURTO	1012C
LONGO	1012L



PARAFUSO M 1.4 SEPARÁVEL HEXAGONAL 1.2MM	CÓDIGO
CURTO	M14SCH
LONGO	M14SLH



PARAFUSO M 1.4 HEXAGONAL MU	CÓDIGO
	M14MU


LEGENDA Hexagonal

20 anos de precisão em componentes para prótese sobre implante.









COMPONENTES
Desde 2006

ESTAMOS SEMPRE À DISPOSIÇÃO,
ENTRE EM CONTATO E TIRE SUAS DÚVIDAS.

/RPCOMPONENTES

RPCOMPONENTES.COM.BR

RUA DANILO VALBUZA, 333 - LARANJEIRAS - CAIEIRAS - SP - BRASIL - CEP. 07747-300
+55 11 4441.3854